



3rd juli 2023

**DRINGEND: VEILIGHEIDSMEDEDELING - MMS-23-
4760**

BD Alaris™ Gateway Workstation

REF: Zie Bijlage 1 **Partijnummers:** Alle partijnummers

Soort actie: Advies

**Attentie: Klinisch personeel, risicomangers, biomedisch personeel,
inkoopmanagers**

Deze brief bevat belangrijke informatie die uw onmiddellijke aandacht vereist.

Geachte klant,

BD geeft een advies over de veiligheid in het veld voor **BD Alaris™ Gateway Workstation**. Volgens onze distributiegegevens kan uw organisatie het product in Bijlage 1 hebben ontvangen.

Dit advies is beperkt tot de productcodes in Bijlage 1. Andere productcodes worden niet beïnvloed.

Beschrijving van het probleem

BD heeft aan de hand van producttests vastgesteld dat het **BD Alaris™ Gateway Workstation** niet langer bescherming biedt tegen het binnendringen van vloeistoffen volgens de internationale norm IP22/IPX1. Daarom deelt BD deze Field Safety Notice aan getroffen klanten om het gebruik van de bestaande Directions For Use (DFU) en Technical Service Manual (TSM) aan te moedigen om het binnendringen van vloeistoffen tot een minimum te beperken.

Klinisch risico

Om een gevaarlijke situatie te creëren, moet er sprake zijn van één foutconditie, moet er vloeistof zijn binnengedrongen in het stopcontact op de MDI-tegel (Medical Device Interface) en een gebruiker moet in direct contact komen met het stopcontact. Het stopcontact op elke MDI-tegel is voorzien van een zekering. Als er kortsluiting optreedt als gevolg van binnendringende vloeistof, gaat de zekering uit en wordt de wisselstroomtoevoer naar de tegel onderbroken (zie Bijlage 2 voor een referentieafbeelding van een BD Alaris™ Gateway Workstation).

De waarschijnlijkheid dat de gevaarlijke situatie zich voordeed, werd onverwacht geacht en de algehele waarschijnlijkheid dat er schade optreedt als gevolg van deze kwestie is onwaarschijnlijk. Elke omstandigheid heeft mitigaties beschreven in de Gebruiksaanwijzing. (zie Advies voor klinische gebruikers voor meer informatie).



Becton Dickinson B.V.

Customer Service

t: +31 20 582 94 20

f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11

4131 NJ Vianen – Nederland

t: +31 20 582 94 16

BNP Paribas

NL26 BNPA 0227 672 844

KvK-nummer 28065261

B.T.W. NL 0011.26.751.B01

bd.com

Tot op heden zijn er geen meldingen van bijwerkingen die in verband kunnen worden gebracht met deze kwestie.

Klanten hoeven BD Alaris™ Gateway Workstation niet terug te sturen naar BD. Deze producten kunnen verder gebruikt worden in overeenstemming met de richtlijnen in deze veiligheidskennisgeving.

BD Acties:

BD heeft een onderzoek ingesteld om de hoofdoorzaak vast te stellen en corrigerende maatregelen te treffen.

Toekomstige zendingen van het **BD Alaris™ Gateway Workstation** zullen worden gelabeld met een claim voor IP20 (Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter van 12,5 mm en groter, en geen bescherming tegen het binnendringen van vloeistof).

Advies voor biomedici:

De bestaande TSM (BDTM00004 Issue 2) blijven volgen voor service-/reparatieactiviteiten van de **BD Alaris™ Gateway Workstation**. In het bijzonder de volgende instructie: "Plaats het werkstation niet op een plek waar de AC-ingang of -uitgangen kunnen worden blootgesteld aan gemorste vloeistoffen."

Advies voor klinische gebruikers:

Blijf uw **BD Alaris™ Gateway Workstation** gebruiken in overeenstemming met de van toepassing zijnde, bestaande DFU.

- Neem het **BD Alaris™ Gateway Workstation** volgens het hoofdstuk "*Voorzorgsmaatregelen bij gebruik*" uit gebruik en laat het controleren door bevoegd onderhoudspersoneel als er sprake is van overmatig vocht of als er vloeistof gemorst is.
- Als het lampje in de MDI-tegel brandt terwijl er geen infuuspomp op de MDI-tegel is aangesloten, wordt volgens het gedeelte "Een pomp verwijderen" een storing in de MDI-tegel vermoed. Stel het Workstation buiten gebruik en neem contact op met bevoegd servicepersoneel.



Acties van klanten:

- Bekijk de informatie in **Bijlage 1** om te bepalen of het **BD Alaris™ Gateway Workstation** in uw bezit beïnvloed is.
- Vul het Klantantwoordformulier in en stuur het terug, zelfs als je op **31st juli 2023** geen inventaris meer in je bedrijf hebt.
- Verspreid deze kennisgeving naar iedereen die op de hoogte moet zijn binnen uw organisatie of naar elke organisatie waar het mogelijk getroffen product is overgedragen.
- Als u problemen ondervindt met het **BD Alaris™ Gateway Workstation**, meld dit dan als een klacht volgens de normale procedure.

Acties van distributeurs:

- Bekijk de informatie in **Bijlage 1** en bepaal of het **BD Alaris™ Gateway Workstation** in uw bezit beïnvloed is.
- Identificeer de vestigingen waar u het betreffende product hebt gedistribueerd en breng hen onmiddellijk op de hoogte van deze kennisgeving.
 - Laat uw klanten het Customer Response-formulier invullen en terugsturen naar uw organisatie voor afstemmingsdoeleinden vóór **31st juli 2023**.
- Vul het Klantantwoordformulier in en stuur het terug na afronding van uw reconciliatieactiviteiten.
- Als u problemen ondervindt met het **BD Alaris™ Gateway Workstation**, meld dit dan als een klacht volgens de normale procedure.

	Eindgebruiker met inventaris	Eindgebruiker met NUL inventaris	Waar stuurt u het ingevulde formulier naartoe?
Rechtstreeks gekocht bij BD	Vul het formulier volledig in en zorg ervoor dat alle aanbevolen acties zijn uitgevoerd zoals vereist.	Vul het formulier volledig in en bewaar een kopie van deze kennisgeving voor uw administratie	BDProductFSCA@bd.com
Gekocht van een distributeur/3 rd partij	Vul het formulier volledig in en zorg ervoor dat alle aanbevolen acties zijn uitgevoerd zoals vereist.	Vul het formulier volledig in en bewaar een kopie van deze kennisgeving voor uw administratie	Stuur het formulier terug naar je distributeur/3 rd partij.



Becton Dickinson B.V.

Customer Service

t: +31 20 582 94 20

f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11
4131 NJ Vianen – Nederland
t: +31 20 582 94 16
BNP Paribas
NL26 BNPA 0227 672 844
KvK-nummer 28065261
B.T.W. NL 0011.26.751.B01
bd.com

Contactpersoon

Als u hierover vragen hebt, neem dan contact op met uw plaatselijke Bd-vertegenwoordiger of het plaatselijke Bd-kantoor of stuur een e-mail naar info.benelux@bd.com.

We bevestigen dat de betreffende regelgevende instanties op de hoogte zijn gesteld van deze acties.

BD zet zich in om de wereld van de gezondheid vooruit te helpen. Onze belangrijkste doelstellingen zijn de veiligheid van patiënten en gebruikers en het leveren van kwaliteitsproducten. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat deze situatie voor u kan veroorzaken en danken u bij voorbaat om BD te helpen deze kwestie zo snel en doeltreffend mogelijk op te lossen.

Met vriendelijke groet,





Becton Dickinson B.V.

Customer Service

t: +31 20 582 94 20

f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11
4131 NJ Vianen – Nederland
t: +31 20 582 94 16
BNP Paribas
NL26 BNPA 0227 672 844
KvK-nummer 28065261
B.T.W. NL 0011.26.751.B01
bd.com

Klantreactieformulier - MMS-23-4760

BD Alaris™ Gateway Workstation

REF: Zie Bijlage 1 Partijnummers: Alle partijnummers

Stuur zo snel mogelijk terug naar BDProductFSCA@bd.com of niet later dan 31st juli 2023.

Door hieronder te tekenen, bevestigt u dat deze Field Safety Notice is gelezen en begrepen en dat alle aanbevolen acties zijn uitgevoerd zoals vereist.

Naam rekening/organisatie:	
Afdeling <i>(indien van toepassing):</i>	
Adres:	
Postcode:	Stad:
Naam contactpersoon:	
Functieomschrijving:	
Telefoonnummer contactpersoon:	E-mailadres contactpersoon:
Naam van uw leverancier voor dit product <i>(indien niet rechtstreeks van BD)*</i>	
Handtekening:	Datum:

Dit formulier moet naar Bd worden teruggestuurd voordat deze actie voor uw rekening als afgesloten kan worden beschouwd.

**Als u deze Field Safety Notice hebt ontvangen via een distributeur/3rd partij, stuur het ingevulde formulier dan terug naar die organisatie voor afstemmingsdoeleinden.*



Becton Dickinson B.V.

Customer Service

t: +31 20 582 94 20

f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11
4131 NJ Vianen – Nederland
t: +31 20 582 94 16
BNP Paribas
NL26 BNPA 0227 672 844
KvK-nummer 28065261
B.T.W. NL 0011.26.751.B01
bd.com

Bijlage 1 - Geïmpacteerd product

SRN fabrikant: CH-MF-000026539

Catalogus (REF) Nr.	Product Beschrijving	UDI-DI
80203UNS01-035	Alaris™ Gateway Workstation 0x3x5 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS01-235	Alaris™ Gateway Workstation 2x3x5 Configuratie zonder intelligent basisstation	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS01-30	Alaris™ Gateway Workstation 3x0 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS01-32	Alaris™ Gateway Workstation 3x2 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS01-33	Alaris™ Gateway Workstation 3x3 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS01-34	Alaris™ Gateway Workstation 3x4 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS01-50	Alaris™ Gateway Workstation 5x0 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS01-52	Alaris™ Gateway Workstation 5x2 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS01-53	Alaris™ Gateway Workstation 5x3 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS01-54	Alaris™ Gateway Workstation 5x4 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS01-70	Alaris™ Gateway Workstation 7x0 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS01-72	Alaris™ Gateway Workstation 7x2 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS01-73	Alaris™ Gateway Workstation 7x3 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS01-74	Alaris™ Gateway Workstation 7x4 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS01-92	Alaris™ Gateway Workstation 9x2 Configuratie	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS02-035	Alaris™ Gateway Workstation 0x3x5 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS02-235	Alaris™ Gateway Workstation 2x3x5 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernetcommunicatie en interface voor barcodelezer	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS02-30	Alaris™ Gateway Workstation 3x0 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernetcommunicatie en interface voor barcodelezer	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS02-32	Alaris™ Gateway Workstation 3x2 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernetcommunicatie en interface voor barcodelezers	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS02-33	Alaris™ Gateway Workstation 3x3 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernetcommunicatie en interface voor barcodelezers	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS02-34	Alaris™ Gateway Workstation 3x4 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernetcommunicatie en interface voor barcodelezer	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS02-50	Alaris™ Gateway Workstation 5x0 Configuratie met de bedrade Ethernet-communicatiemogelijkheid en barcodelezerinterface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS02-52	Alaris™ Gateway Workstation 5x2 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS02-53	Alaris™ Gateway Workstation 5x3 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS02-54	Alaris™ Gateway Workstation 5x4 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS02-70	Alaris™ Gateway Workstation 7x0 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.



Becton Dickinson B.V.

Customer Service

t: +31 20 582 94 20

f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11
4131 NJ Vianen – Nederland
t: +31 20 582 94 16
BNP Paribas
NL26 BNPA 0227 672 844
KvK-nummer 28065261
B.T.W. NL 0011.26.751.B01
bd.com

80203UNS02-72	Alaris™ Gateway Workstation 7x2 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS02-73	Alaris™ Gateway Workstation 7x3 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS02-74	Alaris™ Gateway Workstation 7x4 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS02-92	Alaris™ Gateway Workstation 9x2 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80223UNS02-30	Alaris™ Gateway Workstation 3x0 Configuratie met bekabelde Ethernetverbinding naar ACE	10885403478659
80223UNS02-035	Alaris™ Gateway Workstation 0x3x5 Configuratie met bekabelde Ethernetverbinding naar ACE	10885403478789
80223UNS02-32	Alaris™ Gateway Workstation 3x2 Configuratie met bekabelde Ethernetverbinding naar ACE	10885403478666
80223UNS02-33	Alaris™ Gateway Workstation 3x3 Configuratie met bekabelde Ethernetverbinding naar ACE	10885403478673
80223UNS02-34	Alaris™ Gateway Workstation 3x4 Configuratie met bekabelde Ethernetverbinding naar ACE	10885403478680
80223UNS02-50	Alaris™ Gateway Workstation 5x0 Configuratie met bekabelde Ethernetverbinding naar ACE	10885403478697
80223UNS02-52	Alaris™ Gateway Workstation 5x2 Configuratie met bekabelde Ethernetverbinding naar ACE	10885403478703
80223UNS02-53	Alaris™ Gateway Workstation 5x3 Configuratie met bekabelde Ethernetverbinding naar ACE	10885403478710
80223UNS02-54	Alaris™ Gateway Workstation 5x4 Configuratie met bekabelde Ethernetverbinding naar ACE	10885403478727
80223UNS02-70	Alaris™ Gateway Workstation 7x0 Configuratie met bekabelde Ethernetverbinding naar ACE	10885403478734
80223UNS02-72	Alaris™ Gateway Workstation 7x2 Configuratie met bekabelde Ethernetverbinding naar ACE	10885403478741
80223UNS02-73	Alaris™ Gateway Workstation 7x3 Configuratie met bekabelde Ethernetverbinding naar ACE	10885403478758
80223UNS02-74	Alaris™ Gateway Workstation 7x4 Configuratie met bekabelde Ethernetverbinding naar ACE	10885403478765
80223UNS02-92	Alaris™ Gateway Workstation 9x2 Configuratie met bekabelde Ethernetverbinding naar ACE	10885403478772
80223UNS02-235	Alaris™ Gateway Workstation 2x3x5 Configuratie met bekabelde Ethernetverbinding naar ACE	10885403478796
80203UNS03-30	Alaris™ Gateway Workstation 3x0 Configuratie met een draadloze communicatie-interface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS03-32	Alaris™ Gateway Workstation 3x2 Configuratie met een draadloze communicatie-interface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS03-33	Alaris™ Gateway Workstation 3x3 Configuratie met een draadloze communicatie-interface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS03-34	Alaris™ Gateway Workstation 3x4 Configuratie met een draadloze communicatie-interface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS03-50	Alaris™ Gateway Workstation 5x0 Configuratie met een draadloze communicatie-interface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS03-52	Alaris™ Gateway Workstation 5x2 Configuratie met een draadloze communicatie-interface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS03-53	Alaris™ Gateway Workstation 5x3 Configuratie met een draadloze communicatie-interface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS03-54	Alaris™ Gateway Workstation 5x4 Configuratie met een draadloze communicatie-interface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS03-70	Alaris™ Gateway Workstation 7x0 Configuratie met een draadloze communicatie-interface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS03-72	Alaris™ Gateway Workstation 7x2 Configuratie met een draadloze communicatie-interface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS03-73	Alaris™ Gateway Workstation 7x3 Configuratie met een draadloze communicatie-interface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80203UNS03-74	Alaris™ Gateway Workstation 7x4 Configuratie met een draadloze communicatie-interface	N.v.t. - Vrijgegeven voordat UDI werd toegewezen.
80300UNS01-035	Alaris™ Gateway Workstation 0x3x5 Configuratie zonder intelligente basiseenheden	10885403478611



Becton Dickinson B.V.

Customer Service

t: +31 20 582 94 20

f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11
4131 NJ Vianen – Nederland
t: +31 20 582 94 16
BNP Paribas
NL26 BNPA 0227 672 844
KvK-nummer 28065261
B.T.W. NL 0011.26.751.B01
bd.com

80300UNS01-235	Alaris™ Gateway Workstation 2x3x5 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	10885403478635
80300UNS01-30	Alaris™ Gateway Workstation 3x0 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	10885403478239
80300UNS01-32	Alaris™ Gateway Workstation 3x2 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	10885403478246
80300UNS01-33	Alaris™ Gateway Workstation 3x3 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	10885403478253
80300UNS01-34	Alaris™ Gateway Workstation 3x4 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	10885403478260
80300UNS01-50	Alaris™ Gateway Workstation 5x0 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	10885403478277
80300UNS01-52	Alaris™ Gateway Workstation 5x2 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	10885403478284
80300UNS01-53	Alaris™ Gateway Workstation 5x3 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	10885403478291
80300UNS01-54	Alaris™ Gateway Workstation 5x4 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	10885403478307
80300UNS01-70	Alaris™ Gateway Workstation 7x0 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	10885403478314
80300UNS01-72	Alaris™ Gateway Workstation 7x2 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	10885403478321
80300UNS01-73	Alaris™ Gateway Workstation 7x3 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	10885403478338
80300UNS01-74	Alaris™ Gateway Workstation 7x4 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	10885403478345
80300UNS01-92	Alaris™ Gateway Workstation 9x2 Configuratie zonder intelligente basiseenheid	10885403478352
80300UNS02-035	Alaris™ Gateway Workstation 0x3x5 Configuratie met de bekabelde Ethernet-communicatiemogelijkheid en barcodelezerinterface	10885403478628
80300UNS02-235	Alaris™ Gateway Workstation 2x3x5 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernetcommunicatie en interface voor barcodelezer	10885403478642
80300UNS02-30	Alaris™ Gateway Workstation 3x0 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernetcommunicatie en interface voor barcodelezer	10885403478369
80300UNS02-32	Alaris™ Gateway Workstation 3x2 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernetcommunicatie en interface voor barcodelezers	10885403478376
80300UNS02-33	Alaris™ Gateway Workstation 3x3 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernetcommunicatie en interface voor barcodelezers	10885403478383
80300UNS02-34	Alaris™ Gateway Workstation 3x4 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernetcommunicatie en interface voor barcodelezer	10885403478390
80300UNS02-50	Alaris™ Gateway Workstation 5x0 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	10885403478406
80300UNS02-52	Alaris™ Gateway Workstation 5x2 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	10885403478413
80300UNS02-53	Alaris™ Gateway Workstation 5x3 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	10885403478420
80300UNS02-54	Alaris™ Gateway Workstation 5x4 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	10885403478437
80300UNS02-70	Alaris™ Gateway Workstation 7x0 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	10885403478444
80300UNS02-72	Alaris™ Gateway Workstation 7x2 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	10885403478451
80300UNS02-73	Alaris™ Gateway Workstation 7x3 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	10885403478468
80300UNS02-74	Alaris™ Gateway Workstation 7x4 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	10885403478475
80300UNS02-92	Alaris™ Gateway Workstation 9x2 Configuratie met de mogelijkheid tot bedrade Ethernet-communicatie en barcodelezerinterface	10885403478482

Bijlage 2 - Referentieafbeelding van een BD Alaris™ Gateway Workstation

