

Referentie: 92977025-FA

30 november 2023

## **Dringende veiligheidskennisgeving Model 3120 ZOOM PRM in combinatie met model 2892-software**

**Onderwerp: Veiligheidskennisgeving** – Vanaf 10 januari 2024 geeft de klokparameter die wordt gebruikt door de softwaretoepassing van Model 2892 in de Model 3120 ZOOM™-programmer bepaalde diagnosedata onjuist weer. Referentie Boston Scientific praktijkactie: 92977025-FA.

Geachte arts of zorgverlener,

We schrijven u om u te informeren dat vanaf 10 januari 2024 de klokparameter die wordt gebruikt door de softwaretoepassing van Model 2892 in de Model 3120 ZOOM-programmer bepaalde diagnosedata onjuist weergeeft, met een jaartal in de jaren 1990. De softwaretoepassing van model 2892 ondersteunt ongeveer 8400 van de resterende pacemakers uit de ALTRUA™, INSIGNIA™, and NEXUS™ productfamilies die zijn verstrekt tussen oktober 2001 en augustus 2018. Dit gedrag heeft geen invloed op de werking van de pacemaker. De Model 3120 ZOOM-programmer nadert het einde van de service ondersteuning en is vervangen door de Model 3300 LATITUDE™-programmer.

### **Beschrijving van onverwacht gedrag en klinische impact:**

De softwaretoepassing van model 2892 bepaalt datum informatie met gebruik van de klok van de Model 3120 ZOOM-programmer. Op basis van het ontwerp van de softwaretoepassing van model 2892, ondersteunt de klokparameter datums van 1 januari 1990 tot 10 januari 2024. Na deze datum wordt de klokparameter herstart en geeft deze bepaalde diagnosedata onjuist weer in het programmerscherm, op de schijf opgeslagen gegevens en afgedrukte rapporten.

- Getroffen diagnosedata die onjuist worden weergegeven op of na 10 januari 2024 omvatten de datum van de laatste batterijtest, laatste programmering, laatste interrogatie en laatste reset van de teller/histogrammen en de datums van follow-up tests zoals intrinsieke amplitude, impedantie van stimulatie en tests voor stimulatierempel.  
Alle data worden juist weergegeven op Model 3300 LATITUDE-programmers.
- De vervangende indicator data en datum van gebeurtenissen in het aritmie-logboek zijn niet getroffen en worden juist weergegeven.
- Er is geen impact op de prestaties van de pacemaker, daadwerkelijke resterende levensduur van de pacemaker of het display van de batterijgasmeter.

Dit gedrag is alleen van invloed op pacemakers die worden ondersteund door software van Model 2892 op de Model 3120 ZOOM-programmer en heeft geen invloed op data die worden weergegeven door de Model 3300 LATITUDE-programmer of het LATITUDE Consult™-systeem.

#### **Aanbeveling:**

- Bewaar deze brief bij alle Model 3120-programmers in uw ziekenhuis of deel deze brief met alle zorgverleners die controles uitvoeren bij pacemakers met een Model 3120 ZOOM-programmer. Bij het gebruik van de softwaretoepassing van Model 2892 op de Model 3120 ZOOM-programmer kunnen zorgverleners als een datum een jaar in de jaren 1990 bevat:
  - Een precieze datum bepalen door een ALTRUA-, INSIGNIA- of NEXUS-pacemaker met een Model 3300 LATITUDE-programmer te interrogeren; of
  - Een datum bij benadering bepalen (binnen een bereik van twee dagen) met de tabel in Bijlage A.
- Boston Scientific raadt geen profylactische vervanging van pacemakers als gevolg van onjuiste data aan.
- **Vul het bijgevoegde bevestigingsformulier in en stuur het op naar Boston Scientific via «Customer\_Service\_Fax\_Number» voor 22 december 2023.** Elke instelling die deze brief ontvangt moet een formulier invullen.

#### **Aanvullende informatie:**

Uw bevoegde instantie wordt in kennis gesteld van deze veiligheidskennisgeving.

We zijn ons bewust van de impact van dit soort communicatie op u en we zetten ons in voor transparante communicatie met artsen en zorgverleners om ervoor te zorgen dat u tijdig over relevante informatie beschikt met betrekking tot de behandeling van uw patiënten.

Als u verdere vragen hebt over deze informatie of ongewenste voorvallen wilt rapporteren, kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger van Boston Scientific of met Technical Services en, indien nodig, uw plaatselijke regelgevende instantie.

Hoogachtend,

**Persoonsgegevens**

**Persoonsgegevens**

## Bijlage A

Op basis van het ontwerp van de softwaretoepassing van model 2892, ondersteunt de klokparameter data van 1 januari 1990 tot 13:37 plaatselijke tijd op 10 januari 2024. Na deze datum wordt de klokparameter herstart en geeft deze bepaalde diagnosedata onjuist weer in het programmerscherm, op de schijf opgeslagen gegevens en afgedrukte rapporten.

Aangezien de klokparameter herstart op 13:37 plaatselijke tijd op 10 januari 2024, wordt de daadwerkelijke datum ofwel de datum bij benadering die hieronder is vermeld ofwel de volgende dag, afhankelijk van het tijdstip waarop de diagnosedatum werd vastgelegd. Een precieze datum kan bepaald worden door de pacemaker te interrogeren met behulp van een Model 3300 LATITUDE-programmer.

Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date
1-Jan-1990	10-Jan-2024	4-Feb-1990	13-Feb-2024	10-Mar-1990	18-Mar-2024	13-Apr-1990	21-Apr-2024
2-Jan-1990	11-Jan-2024	5-Feb-1990	14-Feb-2024	11-Mar-1990	19-Mar-2024	14-Apr-1990	22-Apr-2024
3-Jan-1990	12-Jan-2024	6-Feb-1990	15-Feb-2024	12-Mar-1990	20-Mar-2024	15-Apr-1990	23-Apr-2024
4-Jan-1990	13-Jan-2024	7-Feb-1990	16-Feb-2024	13-Mar-1990	21-Mar-2024	16-Apr-1990	24-Apr-2024
5-Jan-1990	14-Jan-2024	8-Feb-1990	17-Feb-2024	14-Mar-1990	22-Mar-2024	17-Apr-1990	25-Apr-2024
6-Jan-1990	15-Jan-2024	9-Feb-1990	18-Feb-2024	15-Mar-1990	23-Mar-2024	18-Apr-1990	26-Apr-2024
7-Jan-1990	16-Jan-2024	10-Feb-1990	19-Feb-2024	16-Mar-1990	24-Mar-2024	19-Apr-1990	27-Apr-2024
8-Jan-1990	17-Jan-2024	11-Feb-1990	20-Feb-2024	17-Mar-1990	25-Mar-2024	20-Apr-1990	28-Apr-2024
9-Jan-1990	18-Jan-2024	12-Feb-1990	21-Feb-2024	18-Mar-1990	26-Mar-2024	21-Apr-1990	29-Apr-2024
10-Jan-1990	19-Jan-2024	13-Feb-1990	22-Feb-2024	19-Mar-1990	27-Mar-2024	22-Apr-1990	30-Apr-2024
11-Jan-1990	20-Jan-2024	14-Feb-1990	23-Feb-2024	20-Mar-1990	28-Mar-2024	23-Apr-1990	1-May-2024
12-Jan-1990	21-Jan-2024	15-Feb-1990	24-Feb-2024	21-Mar-1990	29-Mar-2024	24-Apr-1990	2-May-2024
13-Jan-1990	22-Jan-2024	16-Feb-1990	25-Feb-2024	22-Mar-1990	30-Mar-2024	25-Apr-1990	3-May-2024
14-Jan-1990	23-Jan-2024	17-Feb-1990	26-Feb-2024	23-Mar-1990	31-Mar-2024	26-Apr-1990	4-May-2024
15-Jan-1990	24-Jan-2024	18-Feb-1990	27-Feb-2024	24-Mar-1990	1-Apr-2024	27-Apr-1990	5-May-2024
16-Jan-1990	25-Jan-2024	19-Feb-1990	28-Feb-2024	25-Mar-1990	2-Apr-2024	28-Apr-1990	6-May-2024
17-Jan-1990	26-Jan-2024	20-Feb-1990	29-Feb-2024	26-Mar-1990	3-Apr-2024	29-Apr-1990	7-May-2024
18-Jan-1990	27-Jan-2024	21-Feb-1990	1-Mar-2024	27-Mar-1990	4-Apr-2024	30-Apr-1990	8-May-2024
19-Jan-1990	28-Jan-2024	22-Feb-1990	2-Mar-2024	28-Mar-1990	5-Apr-2024	1-May-1990	9-May-2024
20-Jan-1990	29-Jan-2024	23-Feb-1990	3-Mar-2024	29-Mar-1990	6-Apr-2024	2-May-1990	10-May-2024
21-Jan-1990	30-Jan-2024	24-Feb-1990	4-Mar-2024	30-Mar-1990	7-Apr-2024	3-May-1990	11-May-2024
22-Jan-1990	31-Jan-2024	25-Feb-1990	5-Mar-2024	31-Mar-1990	8-Apr-2024	4-May-1990	12-May-2024
23-Jan-1990	1-Feb-2024	26-Feb-1990	6-Mar-2024	1-Apr-1990	9-Apr-2024	5-May-1990	13-May-2024
24-Jan-1990	2-Feb-2024	27-Feb-1990	7-Mar-2024	2-Apr-1990	10-Apr-2024	6-May-1990	14-May-2024
25-Jan-1990	3-Feb-2024	28-Feb-1990	8-Mar-2024	3-Apr-1990	11-Apr-2024	7-May-1990	15-May-2024
26-Jan-1990	4-Feb-2024	1-Mar-1990	9-Mar-2024	4-Apr-1990	12-Apr-2024	8-May-1990	16-May-2024
27-Jan-1990	5-Feb-2024	2-Mar-1990	10-Mar-2024	5-Apr-1990	13-Apr-2024	9-May-1990	17-May-2024
28-Jan-1990	6-Feb-2024	3-Mar-1990	11-Mar-2024	6-Apr-1990	14-Apr-2024	10-May-1990	18-May-2024
29-Jan-1990	7-Feb-2024	4-Mar-1990	12-Mar-2024	7-Apr-1990	15-Apr-2024	11-May-1990	19-May-2024
30-Jan-1990	8-Feb-2024	5-Mar-1990	13-Mar-2024	8-Apr-1990	16-Apr-2024	12-May-1990	20-May-2024
31-Jan-1990	9-Feb-2024	6-Mar-1990	14-Mar-2024	9-Apr-1990	17-Apr-2024	13-May-1990	21-May-2024
1-Feb-1990	10-Feb-2024	7-Mar-1990	15-Mar-2024	10-Apr-1990	18-Apr-2024	14-May-1990	22-May-2024
2-Feb-1990	11-Feb-2024	8-Mar-1990	16-Mar-2024	11-Apr-1990	19-Apr-2024	15-May-1990	23-May-2024
3-Feb-1990	12-Feb-2024	9-Mar-1990	17-Mar-2024	12-Apr-1990	20-Apr-2024	16-May-1990	24-May-2024

Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date
17-May-1990	25-May-2024	4-Jul-1990	12-Jul-2024	21-Aug-1990	29-Aug-2024	8-Oct-1990	16-Oct-2024
18-May-1990	26-May-2024	5-Jul-1990	13-Jul-2024	22-Aug-1990	30-Aug-2024	9-Oct-1990	17-Oct-2024
19-May-1990	27-May-2024	6-Jul-1990	14-Jul-2024	23-Aug-1990	31-Aug-2024	10-Oct-1990	18-Oct-2024
20-May-1990	28-May-2024	7-Jul-1990	15-Jul-2024	24-Aug-1990	1-Sep-2024	11-Oct-1990	19-Oct-2024
21-May-1990	29-May-2024	8-Jul-1990	16-Jul-2024	25-Aug-1990	2-Sep-2024	12-Oct-1990	20-Oct-2024
22-May-1990	30-May-2024	9-Jul-1990	17-Jul-2024	26-Aug-1990	3-Sep-2024	13-Oct-1990	21-Oct-2024
23-May-1990	31-May-2024	10-Jul-1990	18-Jul-2024	27-Aug-1990	4-Sep-2024	14-Oct-1990	22-Oct-2024
24-May-1990	1-Jun-2024	11-Jul-1990	19-Jul-2024	28-Aug-1990	5-Sep-2024	15-Oct-1990	23-Oct-2024
25-May-1990	2-Jun-2024	12-Jul-1990	20-Jul-2024	29-Aug-1990	6-Sep-2024	16-Oct-1990	24-Oct-2024
26-May-1990	3-Jun-2024	13-Jul-1990	21-Jul-2024	30-Aug-1990	7-Sep-2024	17-Oct-1990	25-Oct-2024
27-May-1990	4-Jun-2024	14-Jul-1990	22-Jul-2024	31-Aug-1990	8-Sep-2024	18-Oct-1990	26-Oct-2024
28-May-1990	5-Jun-2024	15-Jul-1990	23-Jul-2024	1-Sep-1990	9-Sep-2024	19-Oct-1990	27-Oct-2024
29-May-1990	6-Jun-2024	16-Jul-1990	24-Jul-2024	2-Sep-1990	10-Sep-2024	20-Oct-1990	28-Oct-2024
30-May-1990	7-Jun-2024	17-Jul-1990	25-Jul-2024	3-Sep-1990	11-Sep-2024	21-Oct-1990	29-Oct-2024
31-May-1990	8-Jun-2024	18-Jul-1990	26-Jul-2024	4-Sep-1990	12-Sep-2024	22-Oct-1990	30-Oct-2024
1-Jun-1990	9-Jun-2024	19-Jul-1990	27-Jul-2024	5-Sep-1990	13-Sep-2024	23-Oct-1990	31-Oct-2024
2-Jun-1990	10-Jun-2024	20-Jul-1990	28-Jul-2024	6-Sep-1990	14-Sep-2024	24-Oct-1990	1-Nov-2024
3-Jun-1990	11-Jun-2024	21-Jul-1990	29-Jul-2024	7-Sep-1990	15-Sep-2024	25-Oct-1990	2-Nov-2024
4-Jun-1990	12-Jun-2024	22-Jul-1990	30-Jul-2024	8-Sep-1990	16-Sep-2024	26-Oct-1990	3-Nov-2024
5-Jun-1990	13-Jun-2024	23-Jul-1990	31-Jul-2024	9-Sep-1990	17-Sep-2024	27-Oct-1990	4-Nov-2024
6-Jun-1990	14-Jun-2024	24-Jul-1990	1-Aug-2024	10-Sep-1990	18-Sep-2024	28-Oct-1990	5-Nov-2024
7-Jun-1990	15-Jun-2024	25-Jul-1990	2-Aug-2024	11-Sep-1990	19-Sep-2024	29-Oct-1990	6-Nov-2024
8-Jun-1990	16-Jun-2024	26-Jul-1990	3-Aug-2024	12-Sep-1990	20-Sep-2024	30-Oct-1990	7-Nov-2024
9-Jun-1990	17-Jun-2024	27-Jul-1990	4-Aug-2024	13-Sep-1990	21-Sep-2024	31-Oct-1990	8-Nov-2024
10-Jun-1990	18-Jun-2024	28-Jul-1990	5-Aug-2024	14-Sep-1990	22-Sep-2024	1-Nov-1990	9-Nov-2024
11-Jun-1990	19-Jun-2024	29-Jul-1990	6-Aug-2024	15-Sep-1990	23-Sep-2024	2-Nov-1990	10-Nov-2024
12-Jun-1990	20-Jun-2024	30-Jul-1990	7-Aug-2024	16-Sep-1990	24-Sep-2024	3-Nov-1990	11-Nov-2024
13-Jun-1990	21-Jun-2024	31-Jul-1990	8-Aug-2024	17-Sep-1990	25-Sep-2024	4-Nov-1990	12-Nov-2024
14-Jun-1990	22-Jun-2024	1-Aug-1990	9-Aug-2024	18-Sep-1990	26-Sep-2024	5-Nov-1990	13-Nov-2024
15-Jun-1990	23-Jun-2024	2-Aug-1990	10-Aug-2024	19-Sep-1990	27-Sep-2024	6-Nov-1990	14-Nov-2024
16-Jun-1990	24-Jun-2024	3-Aug-1990	11-Aug-2024	20-Sep-1990	28-Sep-2024	7-Nov-1990	15-Nov-2024
17-Jun-1990	25-Jun-2024	4-Aug-1990	12-Aug-2024	21-Sep-1990	29-Sep-2024	8-Nov-1990	16-Nov-2024
18-Jun-1990	26-Jun-2024	5-Aug-1990	13-Aug-2024	22-Sep-1990	30-Sep-2024	9-Nov-1990	17-Nov-2024
19-Jun-1990	27-Jun-2024	6-Aug-1990	14-Aug-2024	23-Sep-1990	1-Oct-2024	10-Nov-1990	18-Nov-2024
20-Jun-1990	28-Jun-2024	7-Aug-1990	15-Aug-2024	24-Sep-1990	2-Oct-2024	11-Nov-1990	19-Nov-2024
21-Jun-1990	29-Jun-2024	8-Aug-1990	16-Aug-2024	25-Sep-1990	3-Oct-2024	12-Nov-1990	20-Nov-2024
22-Jun-1990	30-Jun-2024	9-Aug-1990	17-Aug-2024	26-Sep-1990	4-Oct-2024	13-Nov-1990	21-Nov-2024
23-Jun-1990	1-Jul-2024	10-Aug-1990	18-Aug-2024	27-Sep-1990	5-Oct-2024	14-Nov-1990	22-Nov-2024
24-Jun-1990	2-Jul-2024	11-Aug-1990	19-Aug-2024	28-Sep-1990	6-Oct-2024	15-Nov-1990	23-Nov-2024
25-Jun-1990	3-Jul-2024	12-Aug-1990	20-Aug-2024	29-Sep-1990	7-Oct-2024	16-Nov-1990	24-Nov-2024
26-Jun-1990	4-Jul-2024	13-Aug-1990	21-Aug-2024	30-Sep-1990	8-Oct-2024	17-Nov-1990	25-Nov-2024
27-Jun-1990	5-Jul-2024	14-Aug-1990	22-Aug-2024	1-Oct-1990	9-Oct-2024	18-Nov-1990	26-Nov-2024
28-Jun-1990	6-Jul-2024	15-Aug-1990	23-Aug-2024	2-Oct-1990	10-Oct-2024	19-Nov-1990	27-Nov-2024
29-Jun-1990	7-Jul-2024	16-Aug-1990	24-Aug-2024	3-Oct-1990	11-Oct-2024	20-Nov-1990	28-Nov-2024
30-Jun-1990	8-Jul-2024	17-Aug-1990	25-Aug-2024	4-Oct-1990	12-Oct-2024	21-Nov-1990	29-Nov-2024
1-Jul-1990	9-Jul-2024	18-Aug-1990	26-Aug-2024	5-Oct-1990	13-Oct-2024	22-Nov-1990	30-Nov-2024
2-Jul-1990	10-Jul-2024	19-Aug-1990	27-Aug-2024	6-Oct-1990	14-Oct-2024	23-Nov-1990	1-Dec-2024
3-Jul-1990	11-Jul-2024	20-Aug-1990	28-Aug-2024	7-Oct-1990	15-Oct-2024	24-Nov-1990	2-Dec-2024

Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date
25-Nov-1990	3-Dec-2024	12-Jan-1991	20-Jan-2025	1-Mar-1991	9-Mar-2025	18-Apr-1991	26-Apr-2025
26-Nov-1990	4-Dec-2024	13-Jan-1991	21-Jan-2025	2-Mar-1991	10-Mar-2025	19-Apr-1991	27-Apr-2025
27-Nov-1990	5-Dec-2024	14-Jan-1991	22-Jan-2025	3-Mar-1991	11-Mar-2025	20-Apr-1991	28-Apr-2025
28-Nov-1990	6-Dec-2024	15-Jan-1991	23-Jan-2025	4-Mar-1991	12-Mar-2025	21-Apr-1991	29-Apr-2025
29-Nov-1990	7-Dec-2024	16-Jan-1991	24-Jan-2025	5-Mar-1991	13-Mar-2025	22-Apr-1991	30-Apr-2025
30-Nov-1990	8-Dec-2024	17-Jan-1991	25-Jan-2025	6-Mar-1991	14-Mar-2025	23-Apr-1991	1-May-2025
1-Dec-1990	9-Dec-2024	18-Jan-1991	26-Jan-2025	7-Mar-1991	15-Mar-2025	24-Apr-1991	2-May-2025
2-Dec-1990	10-Dec-2024	19-Jan-1991	27-Jan-2025	8-Mar-1991	16-Mar-2025	25-Apr-1991	3-May-2025
3-Dec-1990	11-Dec-2024	20-Jan-1991	28-Jan-2025	9-Mar-1991	17-Mar-2025	26-Apr-1991	4-May-2025
4-Dec-1990	12-Dec-2024	21-Jan-1991	29-Jan-2025	10-Mar-1991	18-Mar-2025	27-Apr-1991	5-May-2025
5-Dec-1990	13-Dec-2024	22-Jan-1991	30-Jan-2025	11-Mar-1991	19-Mar-2025	28-Apr-1991	6-May-2025
6-Dec-1990	14-Dec-2024	23-Jan-1991	31-Jan-2025	12-Mar-1991	20-Mar-2025	29-Apr-1991	7-May-2025
7-Dec-1990	15-Dec-2024	24-Jan-1991	1-Feb-2025	13-Mar-1991	21-Mar-2025	30-Apr-1991	8-May-2025
8-Dec-1990	16-Dec-2024	25-Jan-1991	2-Feb-2025	14-Mar-1991	22-Mar-2025	1-May-1991	9-May-2025
9-Dec-1990	17-Dec-2024	26-Jan-1991	3-Feb-2025	15-Mar-1991	23-Mar-2025	2-May-1991	10-May-2025
10-Dec-1990	18-Dec-2024	27-Jan-1991	4-Feb-2025	16-Mar-1991	24-Mar-2025	3-May-1991	11-May-2025
11-Dec-1990	19-Dec-2024	28-Jan-1991	5-Feb-2025	17-Mar-1991	25-Mar-2025	4-May-1991	12-May-2025
12-Dec-1990	20-Dec-2024	29-Jan-1991	6-Feb-2025	18-Mar-1991	26-Mar-2025	5-May-1991	13-May-2025
13-Dec-1990	21-Dec-2024	30-Jan-1991	7-Feb-2025	19-Mar-1991	27-Mar-2025	6-May-1991	14-May-2025
14-Dec-1990	22-Dec-2024	31-Jan-1991	8-Feb-2025	20-Mar-1991	28-Mar-2025	7-May-1991	15-May-2025
15-Dec-1990	23-Dec-2024	1-Feb-1991	9-Feb-2025	21-Mar-1991	29-Mar-2025	8-May-1991	16-May-2025
16-Dec-1990	24-Dec-2024	2-Feb-1991	10-Feb-2025	22-Mar-1991	30-Mar-2025	9-May-1991	17-May-2025
17-Dec-1990	25-Dec-2024	3-Feb-1991	11-Feb-2025	23-Mar-1991	31-Mar-2025	10-May-1991	18-May-2025
18-Dec-1990	26-Dec-2024	4-Feb-1991	12-Feb-2025	24-Mar-1991	1-Apr-2025	11-May-1991	19-May-2025
19-Dec-1990	27-Dec-2024	5-Feb-1991	13-Feb-2025	25-Mar-1991	2-Apr-2025	12-May-1991	20-May-2025
20-Dec-1990	28-Dec-2024	6-Feb-1991	14-Feb-2025	26-Mar-1991	3-Apr-2025	13-May-1991	21-May-2025
21-Dec-1990	29-Dec-2024	7-Feb-1991	15-Feb-2025	27-Mar-1991	4-Apr-2025	14-May-1991	22-May-2025
22-Dec-1990	30-Dec-2024	8-Feb-1991	16-Feb-2025	28-Mar-1991	5-Apr-2025	15-May-1991	23-May-2025
23-Dec-1990	31-Dec-2024	9-Feb-1991	17-Feb-2025	29-Mar-1991	6-Apr-2025	16-May-1991	24-May-2025
24-Dec-1990	1-Jan-2025	10-Feb-1991	18-Feb-2025	30-Mar-1991	7-Apr-2025	17-May-1991	25-May-2025
25-Dec-1990	2-Jan-2025	11-Feb-1991	19-Feb-2025	31-Mar-1991	8-Apr-2025	18-May-1991	26-May-2025
26-Dec-1990	3-Jan-2025	12-Feb-1991	20-Feb-2025	1-Apr-1991	9-Apr-2025	19-May-1991	27-May-2025
27-Dec-1990	4-Jan-2025	13-Feb-1991	21-Feb-2025	2-Apr-1991	10-Apr-2025	20-May-1991	28-May-2025
28-Dec-1990	5-Jan-2025	14-Feb-1991	22-Feb-2025	3-Apr-1991	11-Apr-2025	21-May-1991	29-May-2025
29-Dec-1990	6-Jan-2025	15-Feb-1991	23-Feb-2025	4-Apr-1991	12-Apr-2025	22-May-1991	30-May-2025
30-Dec-1990	7-Jan-2025	16-Feb-1991	24-Feb-2025	5-Apr-1991	13-Apr-2025	23-May-1991	31-May-2025
31-Dec-1990	8-Jan-2025	17-Feb-1991	25-Feb-2025	6-Apr-1991	14-Apr-2025	24-May-1991	1-Jun-2025
1-Jan-1991	9-Jan-2025	18-Feb-1991	26-Feb-2025	7-Apr-1991	15-Apr-2025	25-May-1991	2-Jun-2025
2-Jan-1991	10-Jan-2025	19-Feb-1991	27-Feb-2025	8-Apr-1991	16-Apr-2025	26-May-1991	3-Jun-2025
3-Jan-1991	11-Jan-2025	20-Feb-1991	28-Feb-2025	9-Apr-1991	17-Apr-2025	27-May-1991	4-Jun-2025
4-Jan-1991	12-Jan-2025	21-Feb-1991	1-Mar-2025	10-Apr-1991	18-Apr-2025	28-May-1991	5-Jun-2025
5-Jan-1991	13-Jan-2025	22-Feb-1991	2-Mar-2025	11-Apr-1991	19-Apr-2025	29-May-1991	6-Jun-2025
6-Jan-1991	14-Jan-2025	23-Feb-1991	3-Mar-2025	12-Apr-1991	20-Apr-2025	30-May-1991	7-Jun-2025
7-Jan-1991	15-Jan-2025	24-Feb-1991	4-Mar-2025	13-Apr-1991	21-Apr-2025	31-May-1991	8-Jun-2025
8-Jan-1991	16-Jan-2025	25-Feb-1991	5-Mar-2025	14-Apr-1991	22-Apr-2025	1-Jun-1991	9-Jun-2025
9-Jan-1991	17-Jan-2025	26-Feb-1991	6-Mar-2025	15-Apr-1991	23-Apr-2025	2-Jun-1991	10-Jun-2025
10-Jan-1991	18-Jan-2025	27-Feb-1991	7-Mar-2025	16-Apr-1991	24-Apr-2025	3-Jun-1991	11-Jun-2025
11-Jan-1991	19-Jan-2025	28-Feb-1991	8-Mar-2025	17-Apr-1991	25-Apr-2025	4-Jun-1991	12-Jun-2025

«Sold\_to» - «Hospital\_Name» - «City» - «Country»

---

**Bevestigingsformulier – dringende veiligheidskennisgevingen**

**Model 3120 ZOOM PRM in combinatie met model 2892-software**

**92977025-FA**

---

**Door dit formulier te ondertekenen,**

**bevestig ik dat ik  
de veiligheidskennisgeving van Boston Scientific,**

**verzonden op 30 november 2023, voor het volgende heb gelezen en begrepen:**

**Model 3120 ZOOM PRM in combinatie met model 2892-software**

**NAAM\*** \_\_\_\_\_ **Functie** \_\_\_\_\_

**Telefoonnummer** \_\_\_\_\_ **E-mailadres** \_\_\_\_\_

**HANDTEKENING\*** \_\_\_\_\_ **DATUM\*** \_\_\_\_\_

\* Vereist veld

dd/mm/jjjj