

URGENTE VEILIGHEIDSMEDEDELING



Datum van verzending brief

GE HealthCare Ref. # 32093

Aan: Directeur Biomedische techniek
Directeur Neonatologie/Verloskunde/Hoofd verpleegkunde
Risicomanager/Ziekenhuisbeheerder

BETREFT: Panelen en zijopeningen van Care Plus, Care Plus® Model 1000, 2000, 3000 en 4000 couveuses, Lullaby couveuse, Lullaby TR couveuse en Lullaby XP couveuse niet goed vergrendeld - patiënt kan vallen.

Veiligheids- probleem

GE HealthCare heeft ontdekt dat het bedpaneel van de Care Plus, Care Plus® Model 1000, 2000, 3000 en 4000 couveuses, de Lullaby couveuse, Lullaby TR couveuse en Lullaby XP couveuse recht op kan staan en gesloten kan lijken, maar niet vergrendeld is als de rode indicator zichtbaar is. De zijopeningen kunnen er ook gesloten uitzien als ze niet vergrendeld zijn wanneer de zijopeningen geblokkeerd zijn, bijvoorbeeld door kapafdekkingen. Als een patiënt tegen het bedpaneel of de zijopening stoot die niet vergrendeld is, kan het paneel losraken en openvallen, waardoor de patiënt niet langer beschermd wordt tegen vallen.

Door de klant / gebruiker te nemen maatregelen

Deze apparaten (Care Plus, Care Plus® Model 1000, 2000, 3000 en 4000 couveuses, Lullaby couveuse, Lullaby TR couveuse en Lullaby XP couveuse) hebben het einde van hun verkoop-/serviceondersteuning bereikt. Zie in de bijlage de eerder verspreide brieven over het einde van de verkoop-/serviceondersteuning. GE HealthCare raadt klanten aan deze apparaten, indien mogelijk, te vervangen.

Klanten die deze apparaten willen blijven gebruiken, moeten ervoor zorgen dat:

- Telkens wanneer het bedpaneel wordt gesloten, de vergrendelingen goed vastzitten.
- Telkens wanneer de zijopeningen worden gesloten, de vergrendelingen van de zijopeningen handmatig worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de deurvergrendelingen van de zijopeningen goed vastzitten.
- Elke keer dat het bedpaneel of de zijopening wordt gesloten, er aan de deur van de zijopening wordt getrokken om te controleren of deze vergrendeld is.

Deze hulpmiddelen zijn bedoeld voor gebruik door professionele zorgverleners. Als een persoon die niet in de gezondheidszorg werkt in contact komt met het apparaat, moet u elke keer de vergrendelingen controleren om ervoor te zorgen dat de panelen en zijopeningen gesloten zijn.

Zorg ervoor dat alle potentiële gebruikers binnen uw instelling op de hoogte worden gebracht van deze veiligheidskennisgeving en de aanbevolen maatregelen.

Bewaar dit document voor uw administratie.

Wij verzoeken u het bijgevoegde bevestigingsformulier in te vullen en terug te sturen naar MIC.FMI32093@ge.com

**Details
betrokken
producten**

Alle Care Plus, Care Plus® Model 1000, 2000, 3000 en 4000 couveuses, Lullaby couveuse, Lullaby TR couveuse en Lullaby XP couveuses

Alle Care Plus, Care Plus® Kapvervangingskits (Field Replacement Units, FRU): PN 6600-0047-851, PN 6600-0033-850, PN 6600-0081-850, PN 6600-0961-500, PN 6600-0083-850

Alle Care Plus, Care Plus® Kapdeurvervangingskits: PN 6600-0082-850, PN 6600-0504-800, PN 6600-0148-800, PN 6600-0970-500

Alle kapvervangingskits (FRU) voor Lullaby couveusemodellen:

PN M1169566, PN M1160659, PN M1206259, PN M1206260, PN M1166836, PN M1166814

Alle kapdeurvervangingskits (FRU) voor Lullaby couveusemodellen: PN M1169767, PN M1160674, PN M1187512, PN M1206646, PN M1166822

***OPMERKING:** Deze producten zijn verzonden vóór de invoering van UDI en bevatten geen Global Trade Item Number (GTIN)

*De Lullaby couveuse, Lullaby TR couveuse en Lullaby XP couveuse worden niet verkocht in de VS.

Beoogd gebruik:

Couveuses bieden een gecontroleerde thermische omgeving voor pasgeborenen die niet in staat zijn om voor hun eigen thermoregulatie te zorgen. Ze kunnen ook gedurende korte perioden worden gebruikt om de overgang van de pasgeborene vanuit de uterus naar de externe omgeving te vergemakkelijken. Couveuses hebben alarmen om artsen te waarschuwen wanneer er bepaalde patiënt- of apparatuurcondities optreden, zoals een storing of een extreme afwijking van de temperatuur van de patiënt van de ingestelde waarde.

Couveuses kunnen andere functies hebben, zoals bevochtiging van de omgeving van de baby, kanteling van het bed, zuurstoftoevoer en gegevensuitvoer naar externe monitors of verpleegoproepeersystemen.

**Product-
correctie**

GE HealthCare zal kosteloos een aanvulling op de gebruikershandleiding en een etiket voor het apparaat sturen.

**Contact-
informatie**

Neem bij vragen of zorgen in verband met deze kennisgeving contact op met GE HealthCare Service of met uw plaatselijke servicevertegenwoordiger.
033-2541250

GE HealthCare bevestigt dat dit bericht is gemeld aan de betreffende bevoegde instantie.

Wij verzekeren u dat het handhaven van een hoog veiligheids- en kwaliteitsniveau topprioriteit voor ons is. Bij eventuele vragen kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de bovenstaande contactinformatie.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature area]

BEVESTIGING KENNISGEVINGSREACTIE MEDISCHE APPARATUUR VEREIST

Vul dit formulier a.u.b. in en retourneer het aan GE HealthCare, zo spoedig mogelijk na ontvangst en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst. Hiermee wordt de ontvangst van en inzicht in de Mededeling over correctie van medische apparatuur bevestigd. GE HealthCare heeft dit ingevulde formulier nodig om de verzending van een aanvulling op de gebruikershandleiding en een etiket naar u te verwerken. De aanvulling op de gebruikershandleiding en het etiket worden kosteloos geleverd.

*Naam klant/ontvanger: _____
Adres: _____
Stad/Provincie/Postcode/Land: _____
*E-mailadres klant: _____
*Telefoonnummer klant: _____

Het is belangrijk dat wij kunnen bevestigen dat onze klanten deze mededeling m.b.t. de correctie hebben ontvangen. Deze stap moet worden uitgevoerd voordat het proces van het verzenden van de etiketten en de aanvulling op de gebruikershandleiding kan beginnen.

Graag één van de volgende opties aanvinken en de gevraagde informatie invullen. Het formulier vervolgens via een van de methoden hieronder aan ons terugsturen:

- Wij bevestigen dat wij de Mededeling over correctie van medische apparatuur hebben ontvangen en begrepen, en hebben vastgesteld dat wij geen van de betrokken Care Plus en Lullaby couveuses en/of Field Replacement Units hebben.

OF

- Wij bevestigen dat wij de Mededeling over correctie van medische apparatuur hebben ontvangen en begrepen, en hebben vastgesteld dat wij wel Care Plus en Lullaby couveuses en/of Field Replacement Units hebben.

Als u betrokken Care Plus en Lullaby couveuses en/of vervangingseenheden (FRU) heeft, vermeld dan elk serienummer en onderdeelnummer van de vervangingseenheid afzonderlijk in de onderstaande tabel. Als u meer ruimte nodig hebt om serienummers of onderdeelnummers op te nemen, kunt u deze pagina kopiëren en zoveel pagina's toevoegen als nodig is om alle apparaten op te nemen.

Serienummers Care Plus en Lullaby couveuses	Onderdeelnummers vervangingseenheden (FRU)

Geef de naam van de persoon die verantwoordelijk is en dit formulier heeft ingevuld.

Handtekening: _____

*Naam in blokletters: _____

*Functietitel: _____

*Datum (DD/MM/JJJJ): _____

*Geef de verplichte velden aan

Scan het ingevulde formulier of maak er een foto van en stuur het per e-mail naar:
MIC.FMI32093@qe.com





GE Healthcare
Maternal-Infant Care



21 oktober 2019

Onderwerp: Aankondiging van het einde van verkoop- en serviceondersteuning voor de Care Plus-serie couveuses

Geachte klant,

Met deze brief willen wij u informeren dat GE Healthcare per 31 maart 2020 volledig zal stoppen met de service, servicecontracten en onderdelenondersteuning voor onze Care Plus-serie couveuses.

GE Healthcare is in maart 2015 gestopt met de productie van de Care Plus couveuses (de verkoop werd in maart 2014 stopgezet voor alle landen die CE-markering nodig hebben). Aangezien de technologie in onze producten na verloop van tijd verandert, evalueren we voortdurend ons vermogen om de hoge kwaliteit en tijdige serviceniveaus te leveren die u van GE Healthcare verwacht. In het geval van deze serie Care Plus couveuses, voor het eerst geïntroduceerd in 1998, is het niet langer haalbaar om de technologie en/of onderdelen te verwerven die nodig zijn om deze producten te onderhouden.

Vanaf nu tot 31 maart 2020 zullen we commercieel redelijke inspanningen blijven leveren om deze apparaten te ondersteunen zolang er nog onderdelen beschikbaar zijn. Alle serviceonderdelen die na deze datum op voorraad zijn, blijven beschikbaar voor onze Care Plus-klanten totdat deze beperkte voorraad is uitgeput. U kunt contact opnemen met uw plaatselijke Service Center om te informeren naar de beschikbaarheid van onderdelen.

GE Healthcare zet zich in om producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren die artsen helpen betere en veiligere zorg te bieden. Het productassortiment van GE Healthcare omvat het Giraffe® Incubator Carestation. Het Giraffe Incubator Carestation is een gesloten neonatale intensive care micro-omgeving die ontwikkeld is op basis van een filosofie van uitgebreide input van gebruikers om de beste functies te definiëren die voldoen aan de behoeften van artsen, patiënten en gezinnen. Verschillende unieke functies bieden een omgeving die aangepast is aan de ontwikkeling van het kind, terwijl stress voor het gezin wordt verminderd en de procedures voor de arts worden vereenvoudigd. De Giraffe couveuse kan ook worden gebruikt met de Giraffe Shuttle. De Giraffe Shuttle maakt van alle Giraffe-bedden een intramurale transportoplossing, zodat er geen bedoverplaatsingen meer nodig zijn bij intramurale transporten, en biedt een mobiele energiebron voor maximaal 45 minuten waarmee de patiënt tussen zorgafdelingen in het ziekenhuis kan worden vervoerd.

Bedankt voor uw vertrouwen in onze producten en oplossingen. We kijken uit naar een verdere relatie met u om te voldoen aan uw toekomstige behoeften op het gebied van apparatuur en service. Bedankt dat u een gewaardeerde klant bent.

Met vriendelijke groet,



GE Healthcare



Onderwerp: Aankondiging van het einde van de serviceondersteuning voor de Lullaby couveuse, Lullaby XP couveuse en Lullaby TR couveuse

Geachte klant van GE Healthcare,

Met deze brief willen wij u informeren dat GE Healthcare per 1 oktober 2019 volledig zal stoppen met de service, servicecontracten en onderdelenondersteuning voor onze **Lullaby couveuse, Lullaby XP couveuse en Lullaby TR couveuse**-systemen. Wij weten dat het belangrijk is dat u vooraf op de hoogte wordt gebracht van productwijzigingen die van invloed zijn op uw oude apparatuur. Aangezien de technologie in onze producten na verloop van tijd verandert, evalueren we voortdurend ons vermogen om de hoge kwaliteit en tijdige serviceniveaus te leveren die u van GE Healthcare verwacht. In het geval van de **Lullaby couveuse, Lullaby XP couveuse en Lullaby TR couveuse**-systemen is het niet langer haalbaar om de technologie en/of onderdelen te verwerven die nodig zijn om deze producten te onderhouden. De betrokken modelnummers worden hieronder gegeven.

Volgens onze administratie heeft u een of meer van de betrokken modellen in uw bezit. Na 1 oktober 2019 kunnen we voor deze producten geen servicecontracten meer schrijven of verlengen. Deze wijziging heeft geen invloed op lopende servicecontracten voor producten met een vervaldatum vóór deze datum. Als er andere producten op dergelijke bestaande servicecontracten staan, zullen deze servicecontracten niet anderszins worden gewijzigd, behalve om de status van deze producten aan te passen.

Vanaf nu tot 1 oktober 2019 zullen wij commercieel redelijke inspanningen blijven leveren om deze apparaten te ondersteunen zolang er nog onderdelen beschikbaar zijn. Neem voor serviceonderdelen en ondersteuning tijdens deze periode contact op met uw plaatselijke GE Healthcare servicecentrum.

Bedankt voor uw vertrouwen in onze producten en oplossingen. We kijken uit naar een verdere relatie met u om te voldoen aan uw toekomstige behoeften op het gebied van apparatuur en service. Bedankt dat u een gewaardeerde klant bent.

Met vriendelijke groet,



Lijst van betrokken onderdelen voor de Lullaby couveuse:

GE-onderdeelnummer	Omschrijving	AMS-onderdeelnummer
Hoofdsysteem		
M1151042	Lullaby couveuse inclusief: kap met grote inklapbare deur, zes zijopeningen en zes infuuspooten, bedieningsmodule (met digitaal display voor relatieve vochtigheid), standaard matras, uitschuifbaar matrasplateau, röntgenplateau, passief vochtigheidsregelingssysteem, kantelmechanisme, luchtgordijn, luchttemperatuursonde (met dubbele luchtsensor en vochtigheidssensor), huidtemperatuursonde (herbruikbaar), luchtfilter, zuurstoffilter, waterreservoir met waterpeilindicator, laterale beschermingsrail voor Lullaby couveuse, servicehandleiding voor Lullaby couveuse	0201-000-000
Basis		
M1151126	Lullaby couveuse, rollende kaststandaard, 4 wielen - twee met remmen	0201-001-035
Spanning		
M1151130	Spanningsconfiguratie - Lullaby couveuse - 230 ± 10% V 50/60 Hz	0201-001-135
M1155509	Spanningsconfiguratie - Lullaby couveuse - 110 ± 10% V 50/60 Hz	0201-001-171
Netsnoer		
M1151201	Lullaby netsnoer CE	0201-001-136
M1151202	Lullaby netsnoer Italië	0201-001-137
M1151203	Lullaby netsnoer Noord-Amerika	0201-001-138
M1151204	Lullaby netsnoer VK	0201-001-139
M1155488	Lullaby netsnoer Argentinië	0201-001-173
M1155489	Lullaby netsnoer India	0201-001-174
M1155490	Lullaby netsnoer CCC	0201-001-175
Literatuur		
M1151106	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - Lullaby Inc - Engels	0201-001-140
M1151107	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - Lullaby Inc - Bulgars	0201-001-141
M1151108	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - Lullaby Inc - Tsjechisch	0201-001-142
M1151109	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - Lullaby Inc - Frans	0201-001-143
M1151110	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - Lullaby Inc - Grieks	0201-001-144
M1151111	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - Lullaby Inc - Italiaans	0201-001-145
M1151112	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - Lullaby Inc - Pools	0201-001-146
M1151113	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - Lullaby Inc - Portugees (Europa)	0201-001-147
M1151114	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - Lullaby Inc - Roemeens	0201-001-148
M1151115	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - Lullaby Inc - Russisch	0201-001-149
M1151116	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - Lullaby Inc - Spaans	0201-001-150
M1151117	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - Lullaby Inc - Turks	0201-001-151

Opties		
M1151121	Dubbele wand voor Lullaby couveuse	0201-001-088
M1151122	Opbergkasten links en rechts voor Lullaby couveuse	0201-001-110+0201-001-111
M1151209	Weegschaal in het bed	0201-001-087
Accessoires		
M1151125	Kolom voor Lullaby couveuse en XP	0075-001-024
M1155492	Servicehandleiding - Lullaby couveuse	0201-001-177

Betrokken onderdelen voor de Lullaby couveuse XP

GE-onderdeelnummer	Omschrijving	AMS-onderdeelnummer
Hoofdsysteem		
M1151135	Lullaby couveuse XP inclusief: kap met grote inklapbare deur, zes zijopeningen en acht inuuspoorten, bedieningsmodule (met digitaal display voor relatieve vochtigheid), groot matras, uitschuifbaar matrasplateau, röntgenplateau, dubbele wand voor Lullaby couveuse XP, passief vochtigheidsregelingssysteem, kantelmechanisme, luchtgordijn, huidtemperatuursonde (herbruikbaar), luchttemperatuursonde (met dubbele luchtsensor en vochtigheidssensor), luchtfilter, zuurstoffilter, waterreservoir met waterpeilindicator, laterale beschermingsrail voor Lullaby couveuse XP, servicehandleiding voor Lullaby couveuse XP	0202-000-000
Basis		
M1151136	Rollende kaststandaard, 4 wielen - twee met remmen	0202-001-064
Spanning		
M1155510	Spanningsconfiguratie voor Lullaby couveuse XP - 230 ± 10% V 50/60 Hz	0202-001-127
M1155511	Spanningsconfiguratie voor Lullaby couveuse XP - 110 ± 10% V 50/60 Hz	0202-001-157
Netsnoer		
M1151201	Lullaby netsnoer CE	0201-001-136
M1151202	Lullaby netsnoer Italië	0201-001-137
M1151203	Lullaby netsnoer Noord-Amerika	0201-001-138
M1151204	Lullaby netsnoer VK	0201-001-139
M1155488	Lullaby netsnoer Argentinië	0201-001-173
M1155489	Lullaby netsnoer India	0201-001-174
M1155490	Lullaby netsnoer CCC	0201-001-175
Literatuur		
M1151142	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - XP - Engels	0202-001-132
M1151143	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - XP - Bulgaars	0202-001-133
M1151144	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - XP - Tsjechisch	0202-001-134
M1151146	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - XP - Frans	0202-001-135
M1151147	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - XP - Grieks	0202-001-136
M1151148	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - XP - Italiaans	0202-001-137
M1151149	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - XP - Pools	0202-001-138
M1151150	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - XP - Portugees (Europa)	0202-001-139
M1151151	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - XP - Roemeens	0202-001-140

M1151153	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - XP - Russisch	0202-001-141
M1151154	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - XP - Spaans	0202-001-142
M1151155	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - XP - Turks	0202-001-143
Opties		
M1151156	Servo vochtigheidsregelingssysteem voor Lullaby couveuse XP	0202-001-123
M1151157	Servo zuurstofregelingssysteem met DISS-inlaat voor Lullaby couveuse XP	0202-001-124
M1151158	Servo zuurstofregelingssysteem met NIST-inlaat voor Lullaby couveuse XP	0202-001-126
M1151122	Opbergkasten links en rechts voor Lullaby couveuse	0201-001-110+0201-001-111
M1155493	Weegschaal in het bed - XP	0201-001-096
Accessoires		
M1151125	Kolom voor Lullaby couveuse en XP	0075-001-024
M1155495	Polsbandje zijopening	0201-001-080
M1155496	Servicehandleiding - Lullaby couveuse XP	0202-001-171

Betrokken onderdelen voor de Lullaby couveuse TR

<u>GE-onderdeelnummer</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>AMS-onderdeelnummer</u>
Hoofdsysteem		
M1151357	Lullaby couveuse TR inclusief: Inklapbare kar met vier wielen - twee met remmen, twee cilinderhouders, extra vier wielen, ambulancevloerverankerking, twee accu's, omvormer en elektronische oplaadeenheid, kap met grote inklapbare deur aan de voorkant en deur aan de hoofdzijde, drie zijopeningen en zes infuuspoorten, bedieningsmodule, standaard matras, uitschuifbaar matrasplateau aan de hoofdzijde, luchtgordijn, luchtfilter, zuurstoffilter, huidtemperatuursonde (herbruikbaar), luchttemperatuursonde (met dubbele luchtsensor en vochtigheidssensor), 12VDC voedingskabel, servicehandleiding voor Lullaby Couveuse TR	0203-000-000
Spanning		
M1155513	Spanningsconfiguratie - Lullaby couveuse TR - 230 ± 10% V 50/60 Hz	0203-001-085
M1155514	Spanningsconfiguratie - Lullaby couveuse TR - 110 ± 10% V 50/60 Hz	0203-001-125
Netsnoer		
M1151201	Lullaby netsnoer CE	0201-001-136
M1151202	Lullaby netsnoer Italië	0201-001-137
M1151203	Lullaby netsnoer Noord-Amerika	0201-001-138
M1151204	Lullaby netsnoer VK	0201-001-139
M1155512	Lullaby netsnoer Taiwan	0201-001-172
M1155488	Lullaby netsnoer Argentinië	0201-001-173
M1155489	Lullaby netsnoer India	0201-001-174
M1155490	Lullaby netsnoer CCC	0201-001-175
M1155498	Lullaby netsnoer ANZ	0201-001-176
Literatuur		
M1151358	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - TR - Engels	0203-001-090
M1151359	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - TR - Bulgaars	0203-001-091

M1151361	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - TR - Tsjechisch	0203-001-092
M1151362	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - TR - Frans	0203-001-093
M1151363	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - TR - Duits	0203-001-094
M1151364	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - TR - Grieks	0203-001-095
M1151365	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - TR - Italiaans	0203-001-096
M1151366	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - TR - Pools	0203-001-097
M1151367	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - TR - Portugees (Europa)	0203-001-098
M1151368	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - TR - Spaans	0203-001-099
M1151369	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - TR - Roemeens	0203-001-100
M1151370	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - TR - Russisch	0203-001-101
M1155500	Taalconfiguratie (gebruikershandleiding & etiketten) - TR - Turks	0203-001-102
Opties		
M1151372	Dubbele wand voor Lullaby couveuse TR	0203-001-077
Accessoires		
M1155506	Kolom voor Lullaby couveuse TR	0203-001-065
M1151373	Procedurelamp voor Lullaby couveuse TR	0203-001-078
M1151375	Zuurstofcilinder "E" type (5 L) voor Lullaby couveuse TR	0203-001-005
M1151376	Luchtcilinder "E" type (5 L) voor Lullaby couveuse TR	0203-001-006
M1151377	Zuurstofregelaar voor Lullaby couveuse TR	0100-007-037
M1151378	Luchtregelaar voor Lullaby couveuse TR	0203-001-019
M1155495	Polsbandje zijopening	0201-001-080
M1155501	Servicehandleiding - Lullaby couveuse TR	0203-001-126
Gemeenschappelijke accessoires		
M1151205	Huidtemperatuursonde voor eenmalig gebruik (verpakking van 10)	0201-001-104
M1151206	IV-stang	0201-001-094
M1151207	Monitorplank	0201-001-095
M1151161	Warmtereflecterende patch (doos van 50 stuks)	SR25566-011
M1151379	Zuurstof-flowmeter	0106-001-016
M1151380	Lucht-/zuurstofmixer	0109-001-001
M1151381	Afzuigunit (met gecompriemde zuurstof of lucht - specificeren bij bestelling)	0100-000-081
M1155504	Afzuigunit (centraal vacuüm bediend)	0100-000-139
M1151123	Zuurstofbewaking	0200-001-054+R114P70
M1151124	Luchtstroombegrenzingsysteem	0202-001-115
M1155505	Dubbele huidtemperatuursonde	0200-001-055