

Van: support@chipsoft.nl <support@chipsoft.nl>

Verzonden: vrijdag 26 april 2019 17:50

Aan: Ziekenhuizen

Onderwerp: Mededeling omtrent mogelijk ongewenst effect HiX 6.1 module CS-Medicatie

Mededeling omtrent mogelijk ongewenst effect HiX 6.1 module CS-Medicatie

Geachte heer/mevrouw,

Met dit bericht informeren wij u over een mogelijk ongewenst effect in HiX 6.1, module CS-Medicatie. Dit ongewenste effect is geïntroduceerd bij de release van HiX 6.1.

Het ongewenste effect is dat er onder- of overdosering kan plaatsvinden op het moment dat van een medicatieopdracht met een complex schema de toedientijden worden aangepast, het artikel vervangen wordt na draaien van de vervangwizard of de medicatieopdracht TNO gestopt wordt.

Oplossing/advies

De oorzaak van dit probleem is gevonden. De oplossing zal beschikbaar worden gesteld via Sif 107558. De verwachting is dat deze software-aanpassing via een spoed-hotfix zal worden uitgeleverd. Dit betreft dan hotfix 6.1 HF75.1. ChipSoft adviseert voor nu om tot installatie van hotfix 6.1 HF75.1 de artikel-vervangwizard niet te draaien en de functionaliteiten 'tijden aanpassen' en 'TNO stoppen' niet te gebruiken bij medicatieopdrachten met een complex schema.

Supportsite

ChipSoft stelt via de supportsite drie overzichten beschikbaar waarmee kan worden gecontroleerd of er lopende medicatieopdrachten bestaan waarbij onterecht een andere dosering van toepassing is. Het betreft de overzichten 'MOs complex schema tijden aanpassen.ovz', 'MOs complex schema TNO stoppen.ovz' en 'MOs complex schema artikel vervang wizard.ovz'. Klik [hier](#) om deze overzichten direct te downloaden.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft, kunt u dit kenbaar maken via de supportsite.

Met vriendelijke groet,

ChipSoft BV
Orlyplein 10
1043 DP Amsterdam
Tel.: (+31) 020-4939000
Fax: (+31) 020-6331975

<http://support.chipsoft.nl/>

