

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Rollator

Model: ANS-18-122

Barcode: 23080492

Verkoopprijs: €99,99



Leverancier “Aspiria Nonfood GmbH” heeft geconstateerd dat de rollator met het modelnummer ANS-18-122 mogelijk een veiligheidsrisico oplevert.

Dit product is verkocht vanaf dinsdag 30 juli 2019 in de filialen van ALDI Nederland.

Uit onderzoek is gebleken dat de zitting van de rollator bij zware belasting aan de randen kan scheuren. De gebruiker kan als gevolg hiervan ten val komen en letsel oplopen.

Wij verzoeken u dit artikel niet meer te gebruiken en terug te brengen naar één van onze winkels. U krijgt vanzelfsprekend het aankoopbedrag terug.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Aspiria Nonfood GmbH via telefoonnummer 020 – 80 83 359 of via het e-mailadres aspiria-nl@sertronics.de.

We danken u voor uw medewerking en bieden onze excuses aan voor het ongemak.

