

Mededeling omtrent ongewenst effect HiX 6.2 module CS-Medicatie (onderdeel: Cytostatica voorschrijven) – dosis verandert na aanpassen gewicht

Geachte heer/mevrouw,

Met dit bericht informeert ChipSoft u over een ongewenst effect in HiX 6.2, module CS-Medicatie, onderdeel Cytostatica voorschrijven. Dit ongewenste effect is geïntroduceerd met Sif 116287, hotfix 6.2 HF15.0.

Het probleem komt voor bij het voorschrijven van kuurmedicatie. Indien een kuur wordt voorgeschreven met VMO's zonder parameterdosering en de dosis wordt gereduceerd, wordt na het aanpassen van de meetwaarden weer gerekend met de initiële 100% dosering. De software reset de dosering naar 100%, maar de dosering verandert daarna niet terug naar de juiste dosisreductie. Hierdoor ontstaat een foutief dosispercentage en foutieve dosering.

Voorbeeld

Dexamethason wordt vanuit een kuur voorgeschreven met een standaard dosering van 8 mg. De dosering wordt gereduceerd naar 50% en de patiënt krijgt dus 4mg voorgeschreven. De patiënt-metwaarden worden aangepast, omdat de patiënt is afgevallen. De dosis wordt teruggezet naar 8mg, maar het dosispercentage blijft 50%.

Dit probleem speelt alleen bij VMO's die in een kuur VCMO is voorgeschreven en waarbij geen parameterdosering is ingericht.

Oplossing

De oplossing voor het probleem wordt momenteel ontwikkeld en zal beschikbaar worden gesteld via Sif 119812. We streven ernaar deze zo snel mogelijk uit te leveren, afhankelijk van het ontwikkel- en testproces.

Workaround

Tot aan het moment van de uitlevering van Sif 119812 is hiervoor geen workaround beschikbaar. Indien hotfix 6.2 HF15.0 nog niet in productie is genomen, adviseert ChipSoft deze hotfix niet in productie te nemen en te wachten totdat Sif 119812 wordt uitgeleverd. Daarnaast adviseert ChipSoft het overzicht 'Cytostatica: voorgeschreven kuren' (CS00003226) uit de standaard content toe te voegen via de optie 'Toevoegen met overnemen'. In deze nieuwe versie dient een kolom te worden toegevoegd. Het veldpad dat hiervoor in het resultatenscherf dient te worden toegevoegd heet: 'MOs.Schema.Percentage'. Dit veld toont een collectie van alle medicatieopdrachten waarbij een dosisreductie heeft plaatsgevonden. Met dit overzicht is het mogelijk een datum in te stellen op de installatiedatum van hotfix 6.2 HF15.0 (vanaf 19 november 2019): hiermee kan worden gecontroleerd bij welke patiënten een dosisreductie in de kuren heeft plaatsgevonden en of deze correct is doorgevoerd.

ChipSoft vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen hebt kunt u dit kenbaar maken via de supportsite.

Met vriendelijke groet,

ChipSoft BV
Orlyplein 10
1043 DP Amsterdam
Tel.: (+31) 020-4939000
Fax: (+31) 020-6331975

[Klik hier om naar support.chipsoft.nl te gaan](http://support.chipsoft.nl)