



**Becton Dickinson B.V.**

Customer Service  
t: +31 20 582 94 20  
f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11  
4131 NJ Vianen – Nederland  
t: +31 20 582 94 16  
BNP Paribas  
NL26 BNPA 0227 672 844  
KvK-nummer 28065261  
B.T.W. NL 0011.26.751.B01  
**bd.com**

10 januari 2023

**DRINGEND: BERICHT INZAKE DE VEILIGHEID – PI-  
22-4559**

**Covera™ en Covera™ Plus beklede vasculaire stent**

REF- en lotnummers: Zie Bijlage 1

Type maatregel: Productverwijdering

**Ter attentie van: vaatchirurgen, interventieradiologen, interventiecardiologen en angiologen**

Deze brief bevat belangrijke informatie die uw **onmiddellijke** aandacht vereist.

Geachte klant,

Vanwege een corrigerende maatregel inzake de veiligheid haalt BD specifieke partijen Covera™ en Covera™ Plus beklede vasculaire stents terug van Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG (een volledige dochteronderneming van Becton Dickinson and Company (BD)). Volgens onze distributiegegevens heeft uw organisatie mogelijk het betreffende product ontvangen, dat is vermeld in Bijlage 1.

Deze productverwijdering beperkt zich tot de in Bijlage 1 vermelde productcodes/lotnummers. Er zijn geen andere productcodes of lotnummers bij betrokken.

**Beschrijving van het probleem**

Op basis van feedback van klanten heeft BD vastgesteld dat de Covera™ en Covera™ Plus beklede vasculaire stents problemen kunnen vertonen bij het uitvouwen (d.w.z. dat de bedekte stent niet wordt uitgevouwen) als gevolg van het falen van de glijblokverbinding (falen van het krachtoverbrengende scharnier) in de handgreep van het hulpmiddel.

**Klinisch risico**

Als het product niet of gedeeltelijk niet kan worden uitgevouwen, is waarschijnlijk percutane vervanging met bestaande toegang nodig. In zeldzame gevallen kan door terugtrekking van het hulpmiddel, manipulatie of abrupte/onverwachte bewegingen iatrogeen vaatletsel optreden, met name bij moeilijk of gedeeltelijk uitvouwen of bij malpositie van de stent. Aanvullende endovasculaire manoeuvres kunnen aangewezen zijn.

Indien het product reeds veilig is uitgevouwen/gebruikt, zijn geen vervolgactiviteiten vereist voor patiënten die reeds zijn behandeld met de hulpmiddelen/hulpmiddelen die momenteel *in situ* zijn.



**Becton Dickinson B.V.**

Customer Service  
t: +31 20 582 94 20  
f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11  
4131 NJ Vianen – Nederland  
t: +31 20 582 94 16  
BNP Paribas  
NL26 BNPA 0227 672 844  
KvK-nummer 28065261  
B.T.W. NL 0011.26.751.B01  
**bd.com**

Tot nu toe zijn er geen gevallen waarin als gevolg van dit probleem een open chirurgische ingreep nodig was.

### **Door BD getroffen maatregelen**

BD neemt maatregelen om herhaling van dit probleem met het product te voorkomen.

### **Door [DISTRIBUTEUR/PRODUCTLEVERANCIER](#) te treffen maatregelen:**

1. Inspecteer uw voorraad, zoek alle exemplaren met de betrokken lotnummers en plaats deze in quarantaine.
  - a. Noteer de in quarantaine geplaatste lotnummers en vernietig vervolgens alle betreffende producten. Voor vernietigde exemplaren worden beschikbare vervangende hulpmiddelen opgestuurd.
2. Indien u het product verder hebt gedistribueerd, identificeer dan de betreffende instellingen. Stel deze direct op de hoogte van dit bericht inzake de veiligheid in het veld en zorg ervoor dat zij het betreffende product vernietigen. Laat uw klanten tegen 12 december 2022 het antwoordformulier invullen en terugsturen naar uw organisatie voor afstemmingsdoeleinden. Vul het antwoordformulier voor de klant in en stuur het terug na afloop van uw afstemmingsactiviteiten.
3. Als u problemen ondervindt met de Covera™ of Covera™ Plus beklede vasculaire stents, wordt u verzocht dit via de gebruikelijke procedure als klacht te melden.
4. Vul het antwoordformulier voor de klant op pagina 4 in, onderteken het en stuur het terug naar [BDProductFSCA@bd.com](mailto:BDProductFSCA@bd.com). **Doe dit zo snel mogelijk en in geen geval later dan 31 januari 2023.** Vermeld hierbij het volgende:
  - het aantal vernietigde eenheden OF
  - dat uw organisatie geen exemplaren van het betreffende product meer op voorraad heeft.

Opmerking: Ook als u het product niet meer gebruikt, is het belangrijk dat u het antwoordformulier voor de klant terugstuurt zodat wij onze gegevens kunnen afstemmen.

### **Door klanten/[EINDGEBRUIKER/ZORGORGANISATIE](#) te nemen maatregelen:**

1. Inspecteer uw voorraad, zoek alle exemplaren met de betrokken lotnummers en plaats deze in quarantaine.
  - a. Noteer de in quarantaine geplaatste lotnummers en vernietig vervolgens alle betreffende producten. Voor vernietigde exemplaren worden beschikbare vervangende hulpmiddelen opgestuurd.
2. Geef dit bericht inzake de veiligheid in het veld door aan alle personen in uw organisatie die mogelijk Covera™ en Covera™ Plus beklede vasculaire stents gebruiken.



**Becton Dickinson B.V.**

Customer Service  
t: +31 20 582 94 20  
f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11  
4131 NJ Vianen – Nederland  
t: +31 20 582 94 16  
BNP Paribas  
NL26 BNPA 0227 672 844  
KvK-nummer 28065261  
B.T.W. NL 0011.26.751.B01  
**bd.com**

3. Indien u het product verder hebt gedistribueerd, verzoeken wij u de betreffende gebruikers te identificeren en direct op de hoogte te brengen van dit bericht inzake de veiligheid in het veld. Zorg ervoor dat zij de in dit bericht inzake de veiligheid in het veld vermelde instructies opvolgen.
4. Als u problemen ondervindt met de Covera™ of Covera™ Plus beklede vasculaire stents, wordt u verzocht dit via de gebruikelijke procedure als klacht te melden.
5. Vul het antwoordformulier voor de klant op pagina 4 in en stuur het terug naar [UW DISTRIBUTEUR/PRODUCTLEVERANCIER](#). **Doe dit zo snel mogelijk en in geen geval later dan 31 januari 2023.** Vermeld hierbij het volgende:
  - het aantal vernietigde eenheden OF
  - dat uw organisatie geen exemplaren van het betreffende product meer op voorraad heeft.

**Opmerking:** Ook als u het product niet meer gebruikt, is het belangrijk dat u het antwoordformulier voor de klant terugstuurt zodat wij onze gegevens kunnen afstemmen.

### **Contactpersoon**

Voor alle vragen over deze kwestie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke BD vertegenwoordiger of het plaatselijke BD-kantoor via een e-mail naar [CustServiceNederland@bd.com](mailto:CustServiceNederland@bd.com).

Wij bevestigen dat de betreffende regelgevende instanties op de hoogte zijn gesteld van deze maatregelen.

BD zet zich in voor het verbeteren van de gezondheidszorg. De veiligheid van de patiënt en de gebruiker en het leveren van producten van uitstekende kwaliteit staan bij ons voorop. Wij bieden onze verontschuldiging aan voor het ongemak dat dit probleem kan veroorzaken en danken u bij voorbaat voor uw hulp aan BD om deze kwestie zo snel en effectief mogelijk te verhelpen.

Met vriendelijke groet,

...



**Becton Dickinson B.V.**

Customer Service  
t: +31 20 582 94 20  
f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11  
4131 NJ Vianen – Nederland  
t: +31 20 582 94 16  
BNP Paribas  
NL26 BNPA 0227 672 844  
KvK-nummer 28065261  
B.T.W. NL 0011.26.751.B01  
**bd.com**

## Antwoordformulier voor de klant – PI-22-4559 Covera™ en Covera™ Plus beklede vasculaire stents

REF- en lotnummers: Zie Bijlage 1

Stuur op naar [BDProductFSCA@bd.com](mailto:BDProductFSCA@bd.com). Doe dit zo snel mogelijk en **in geen geval later dan 31 januari 2023**

- Ik bevestig dat dit veiligheidsbericht is gelezen en begrepen, en dat alle aanbevolen maatregelen zijn uitgevoerd zoals vereist.

Vink hieronder het toepasselijke vakje aan

Wij hebben geen van de betreffende producten zoals vermeld in Bijlage 1 in ons bezit. **OF**

We hadden de volgende eenheden van de betreffende producten zoals vermeld in Bijlage 1 in ons bezit en ik bevestig dat de eenheden zijn vernietigd. (Vul in de onderstaande tabel het lotnummer en het aantal exemplaren in dat is vernietigd. Vervangende hulpmiddelen worden alleen toegezonden indien dit formulier is ingevuld en teruggestuurd.)

| REF: | Lotnummer(s): | Vernietigde/geretourneerde eenheden<br><i>(vul hieronder het aantal <u>eenheden</u> in)</i> |
|------|---------------|---|
|      |               |   |
|      |               |   |
|      |               |   |
|      |               |   |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Naam account/organisatie:   |                             |
| Afdeling (indien van toepassing):   |                             |
| Adres:  |                             |
| Postcode:   | Plaats:                     |
| Naam contactpersoon:  |                             |
| Functie:  |                             |
| Telefoonnummer contactpersoon:  | E-mailadres contactpersoon: |
| Naam van uw leverancier voor dit product* (indien niet rechtstreeks van BD) |                             |
| Handtekening:   | Datum:                      |

*Dit formulier moet naar BD worden teruggestuurd voordat deze maatregel voor uw account als afgehandeld kan worden beschouwd.*

*\*Als u dit bericht inzake de veiligheid in het veld via een distributeur/derde partij hebt ontvangen, stuur dan uw ingevulde formulier terug naar die organisatie voor afstemmingsdoeleinden.*



**Becton Dickinson B.V.**  
Customer Service  
t: +31 20 582 94 20  
f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11  
4131 NJ Vianen – Nederland  
t: +31 20 582 94 16  
BNP Paribas  
NL26 BNPA 0227 672 844  
KvK-nummer 28065261  
B.T.W. NL 0011.26.751.B01  
**bd.com**

## Bijlage 1 – Betreffende productcodes en lotnummers

SRN: DE-MF-000014844

| Catalogusnummer (REF) | Lotnummer | Productiedatum | Vervaldatum | UDI (GTIN, DI + PI), indien van toepassing |
|-----------------------|-----------|----------------|-------------|--|
| AASLE06030            | ANFU3098  | 2021-08-25     | 2023-07-23  | (01)00801741136054(17)230723(10)ANFU3098   |
| AASLE06030            | ANFU4193  | 2021-09-02     | 2023-07-30  | (01)00801741136054(17)230730(10)ANFU4193   |
| AASLE06040            | ANFT2615  | 2021-07-19     | 2023-06-18  | (01)00801741136061(17)230618(10)ANFT2615   |
| AASLE06040            | ANFU0174  | 2021-08-02     | 2023-07-02  | (01)00801741136061(17)230702(10)ANFU0174   |
| AASLE06040            | ANFU3450  | 2021-08-03     | 2023-07-28  | (01)00801741136061(17)230728(10)ANFU3450   |
| AASLE06040            | ANFU4111  | 2021-09-08     | 2023-07-30  | (01)00801741136061(17)230730(10)ANFU4111   |
| AASLE06040            | ANFW1479  | 2021-10-13     | 2023-09-10  | (01)00801741136061(17)230910(10)ANFW1479   |
| AASLE06040            | ANFW2030  | 2021-10-19     | 2023-09-17  | (01)00801741136061(17)230917(10)ANFW2030   |
| AASLE06040            | ANFX3584  | 2021-11-03     | 2023-10-26  | (01)00801741136061(17)231026(10)ANFX3584   |
| AASLE06040            | ANFX2246  | 2021-11-17     | 2023-10-15  | (01)00801741136061(17)231015(10)ANFX2246   |
| AASLE06040            | ANFY2040  | 2021-11-24     | 2023-11-15  | (01)00801741136061(17)231115(10)ANFY2040   |
| AASLE06040            | ANFX3168  | 2021-11-26     | 2023-10-22  | (01)00801741136061(17)231022(10)ANFX3168   |
| AASLE06040            | ANFY2823  | 2021-12-20     | 2023-11-19  | (01)00801741136061(17)231119(10)ANFY2823   |
| AASLE06060            | ANFS4998  | 2021-07-01     | 2023-05-28  | (01)00801741136078(17)230528(10)ANFS4998   |
| AASLE06060            | ANFT1501  | 2021-07-12     | 2023-06-11  | (01)00801741136078(17)230611(10)ANFT1501   |
| AASLE06060            | ANFT2617  | 2021-07-19     | 2023-06-18  | (01)00801741136078(17)230618(10)ANFT2617   |
| AASLE06060            | ANFT3595  | 2021-07-27     | 2023-06-25  | (01)00801741136078(17)230625(10)ANFT3595   |
| AASLE06060            | ANFU0175  | 2021-08-03     | 2023-07-02  | (01)00801741136078(17)230702(10)ANFU0175   |
| AASLE06060            | ANFU1088  | 2021-08-11     | 2023-07-09  | (01)00801741136078(17)230709(10)ANFU1088   |
| AASLE06060            | ANFU3100  | 2021-08-24     | 2023-07-23  | (01)00801741136078(17)230723(10)ANFU3100   |
| AASLE06060            | ANFV0308  | 2021-09-08     | 2023-08-06  | (01)00801741136078(17)230806(10)ANFV0308   |
| AASLE06060            | ANFU4097  | 2021-09-09     | 2023-07-30  | (01)00801741136078(17)230730(10)ANFU4097   |
| AASLE06060            | ANFV0348  | 2021-09-27     | 2023-08-06  | (01)00801741136078(17)230806(10)ANFV0348   |
| AASLE06060            | ANFW1480  | 2021-10-12     | 2023-09-10  | (01)00801741136078(17)230910(10)ANFW1480   |
| AASLE06060            | ANFW2031  | 2021-10-18     | 2023-09-17  | (01)00801741136078(17)230917(10)ANFW2031   |
| AASLE06060            | ANFX3140  | 2021-11-25     | 2023-10-22  | (01)00801741136078(17)231022(10)ANFX3140   |
| AASLE06060            | ANFY2510  | 2021-11-25     | 2023-11-18  | (01)00801741136078(17)231118(10)ANFY2510   |
| AASLE06060            | ANFX4128  | 2021-12-01     | 2023-10-29  | (01)00801741136078(17)231029(10)ANFX4128   |
| AASLE06080            | ANFT0494  | 2021-07-08     | 2023-06-04  | (01)00801741136085(17)230604(10)ANFT0494   |
| AASLE06080            | ANFT2618  | 2021-07-19     | 2023-06-18  | (01)00801741136085(17)230618(10)ANFT2618   |
| AASLE06080            | ANFU3451  | 2021-08-04     | 2023-07-28  | (01)00801741136085(17)230728(10)ANFU3451   |
| AASLE06080            | ANFU1089  | 2021-08-11     | 2023-07-09  | (01)00801741136085(17)230709(10)ANFU1089   |
| AASLE06080            | ANFU2263  | 2021-08-19     | 2023-07-16  | (01)00801741136085(17)230716(10)ANFU2263   |
| AASLE06080            | ANFV0327  | 2021-09-08     | 2023-08-06  | (01)00801741136085(17)230806(10)ANFV0327   |
| AASLE06080            | ANFV1049  | 2021-09-21     | 2023-08-13  | (01)00801741136085(17)230813(10)ANFV1049   |
| AASLE06080            | ANFV1945  | 2021-09-29     | 2023-08-20  | (01)00801741136085(17)230820(10)ANFV1945   |
| AASLE06080            | ANFW0179  | 2021-10-12     | 2023-09-03  | (01)00801741136085(17)230903(10)ANFW0179   |
| AASLE06080            | ANFW2032  | 2021-10-18     | 2023-09-17  | (01)00801741136085(17)230917(10)ANFW2032   |
| AASLE06080            | ANFW1495  | 2021-10-20     | 2023-09-10  | (01)00801741136085(17)230910(10)ANFW1495   |
| AASLE06080            | ANFX0072  | 2021-11-03     | 2023-10-01  | (01)00801741136085(17)231001(10)ANFX0072   |
| AASLE06080            | ANFX1429  | 2021-11-10     | 2023-10-08  | (01)00801741136085(17)231008(10)ANFX1429   |
| AASLE06080            | ANFX2247  | 2021-11-17     | 2023-10-15  | (01)00801741136085(17)231015(10)ANFX2247   |



**Becton Dickinson B.V.**

Customer Service  
t: +31 20 582 94 20  
f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11  
4131 NJ Vianen – Nederland  
t: +31 20 582 94 16  
BNP Paribas  
NL26 BNPA 0227 672 844  
KvK-nummer 28065261  
B.T.W. NL 0011.26.751.B01  
**bd.com**

| Catalogusnummer (REF) | Lotnummer | Productiedatum | Vervaldatum | UDI (GTIN, DI + PI), indien van toepassing |
|-----------------------|-----------|----------------|-------------|--|
| AASLE06080            | ANFY1704  | 2021-12-15     | 2023-11-12  | (01)00801741136085(17)231112(10)ANFY1704   |
| AASLE06080            | ANFY2825  | 2021-12-20     | 2023-11-19  | (01)00801741136085(17)231119(10)ANFY2825   |
| AASLE06100            | ANFT1503  | 2021-07-12     | 2023-06-11  | (01)00801741136092(17)230611(10)ANFT1503   |
| AASLE06100            | ANFT3597  | 2021-07-27     | 2023-06-25  | (01)00801741136092(17)230625(10)ANFT3597   |
| AASLE06100            | ANFU2676  | 2021-07-27     | 2023-07-22  | (01)00801741136092(17)230722(10)ANFU2676   |
| AASLE06100            | ANFV0248  | 2021-08-18     | 2023-08-06  | (01)00801741136092(17)230806(10)ANFV0248   |
| AASLE06100            | ANFU3101  | 2021-10-08     | 2023-07-23  | (01)00801741136092(17)230723(10)ANFU3101   |
| AASLE06100            | ANFX3585  | 2021-11-03     | 2023-10-26  | (01)00801741136092(17)231026(10)ANFX3585   |
| AASLE06100            | ANFX1430  | 2021-11-10     | 2023-10-08  | (01)00801741136092(17)231008(10)ANFX1430   |
| AASLE06100            | ANFY2041  | 2021-11-24     | 2023-11-15  | (01)00801741136092(17)231115(10)ANFY2041   |
| AASLE06100            | ANFY2826  | 2021-12-20     | 2023-11-19  | (01)00801741136092(17)231119(10)ANFY2826   |
| AASLE07040            | ANFS5000  | 2021-07-01     | 2023-05-28  | (01)00801741136115(17)230528(10)ANFS5000   |
| AASLE07040            | ANFT1504  | 2021-07-12     | 2023-06-11  | (01)00801741136115(17)230611(10)ANFT1504   |
| AASLE07040            | ANFT2619  | 2021-07-19     | 2023-06-18  | (01)00801741136115(17)230618(10)ANFT2619   |
| AASLE07040            | ANFT3592  | 2021-07-28     | 2023-06-25  | (01)00801741136115(17)230625(10)ANFT3592   |
| AASLE07040            | ANFU0176  | 2021-08-18     | 2023-07-02  | (01)00801741136115(17)230702(10)ANFU0176   |
| AASLE07040            | ANFV1056  | 2021-09-16     | 2023-08-13  | (01)00801741136115(17)230813(10)ANFV1056   |
| AASLE07040            | ANFV2591  | 2021-09-29     | 2023-08-27  | (01)00801741136115(17)230827(10)ANFV2591   |
| AASLE07040            | ANFV1947  | 2021-09-30     | 2023-08-20  | (01)00801741136115(17)230820(10)ANFV1947   |
| AASLE07040            | ANFX0081  | 2021-11-04     | 2023-10-01  | (01)00801741136115(17)231001(10)ANFX0081   |
| AASLE07040            | ANFY0006  | 2021-11-08     | 2023-11-01  | (01)00801741136115(17)231101(10)ANFY0006   |
| AASLE07040            | ANFX2248  | 2021-11-17     | 2023-10-15  | (01)00801741136115(17)231015(10)ANFX2248   |
| AASLE07040            | ANFX3141  | 2021-11-24     | 2023-10-22  | (01)00801741136115(17)231022(10)ANFX3141   |
| AASLE07040            | ANFY2827  | 2021-12-22     | 2023-11-19  | (01)00801741136115(17)231119(10)ANFY2827   |
| AASLE07060            | ANFT0480  | 2021-07-06     | 2023-06-04  | (01)00801741136122(17)230604(10)ANFT0480   |
| AASLE07060            | ANFT1505  | 2021-07-12     | 2023-06-11  | (01)00801741136122(17)230611(10)ANFT1505   |
| AASLE07060            | ANFT2649  | 2021-07-20     | 2023-06-18  | (01)00801741136122(17)230618(10)ANFT2649   |
| AASLE07060            | ANFT3598  | 2021-07-27     | 2023-06-25  | (01)00801741136122(17)230625(10)ANFT3598   |
| AASLE07060            | ANFU3896  | 2021-08-04     | 2023-07-30  | (01)00801741136122(17)230730(10)ANFU3896   |
| AASLE07060            | ANFU4112  | 2021-09-07     | 2023-07-30  | (01)00801741136122(17)230730(10)ANFU4112   |
| AASLE07060            | ANFV0318  | 2021-09-16     | 2023-08-06  | (01)00801741136122(17)230806(10)ANFV0318   |
| AASLE07060            | ANFW0180  | 2021-10-04     | 2023-09-03  | (01)00801741136122(17)230903(10)ANFW0180   |
| AASLE07060            | ANFW1496  | 2021-10-13     | 2023-09-10  | (01)00801741136122(17)230910(10)ANFW1496   |
| AASLE07060            | ANFX2037  | 2021-10-20     | 2023-10-15  | (01)00801741136122(17)231015(10)ANFX2037   |
| AASLE07060            | ANFW2060  | 2021-10-21     | 2023-09-17  | (01)00801741136122(17)230917(10)ANFW2060   |
| AASLE07060            | ANFY0005  | 2021-11-10     | 2023-11-01  | (01)00801741136122(17)231101(10)ANFY0005   |
| AASLE07060            | ANFX2249  | 2021-11-17     | 2023-10-15  | (01)00801741136122(17)231015(10)ANFX2249   |
| AASLE07060            | ANFY0634  | 2021-12-06     | 2023-11-05  | (01)00801741136122(17)231105(10)ANFY0634   |
| AASLE07080            | ANFT3599  | 2021-07-26     | 2023-06-25  | (01)00801741136139(17)230625(10)ANFT3599   |
| AASLE07080            | ANFU2722  | 2021-07-28     | 2023-07-23  | (01)00801741136139(17)230723(10)ANFU2722   |
| AASLE07080            | ANFU1090  | 2021-08-10     | 2023-07-09  | (01)00801741136139(17)230709(10)ANFU1090   |
| AASLE07080            | ANFU3003  | 2021-09-03     | 2023-07-23  | (01)00801741136139(17)230723(10)ANFU3003   |
| AASLE07080            | ANFW2033  | 2021-10-18     | 2023-09-17  | (01)00801741136139(17)230917(10)ANFW2033   |
| AASLE07080            | ANFW3177  | 2021-10-27     | 2023-09-24  | (01)00801741136139(17)230924(10)ANFW3177   |
| AASLE07080            | ANFX2250  | 2021-11-17     | 2023-10-15  | (01)00801741136139(17)231015(10)ANFX2250   |





**Becton Dickinson B.V.**

Customer Service  
t: +31 20 582 94 20  
f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11  
4131 NJ Vianen – Nederland  
t: +31 20 582 94 16  
BNP Paribas  
NL26 BNPA 0227 672 844  
KvK-nummer 28065261  
B.T.W. NL 0011.26.751.B01  
**bd.com**

| Catalogusnummer (REF) | Lotnummer | Productiedatum | Vervaldatum | UDI (GTIN, DI + PI), indien van toepassing |
|-----------------------|-----------|----------------|-------------|--|
| AASLE07080            | ANFX3143  | 2021-11-26     | 2023-10-22  | (01)00801741136139(17)231022(10)ANFX3143   |
| AASLE07080            | ANFX4129  | 2021-12-02     | 2023-10-29  | (01)00801741136139(17)231029(10)ANFX4129   |
| AASLE07080            | ANFY2828  | 2021-12-20     | 2023-11-19  | (01)00801741136139(17)231119(10)ANFY2828   |
| AASLE07100            | ANFT0495  | 2021-07-07     | 2023-06-04  | (01)00801741136146(17)230604(10)ANFT0495   |
| AASLE07100            | ANFT1506  | 2021-07-12     | 2023-06-11  | (01)00801741136146(17)230611(10)ANFT1506   |
| AASLE07100            | ANFU3319  | 2021-08-02     | 2023-07-27  | (01)00801741136146(17)230727(10)ANFU3319   |
| AASLE07100            | ANFU1092  | 2021-08-10     | 2023-07-09  | (01)00801741136146(17)230709(10)ANFU1092   |
| AASLE07100            | ANFV0173  | 2021-08-10     | 2023-08-04  | (01)00801741136146(17)230804(10)ANFV0173   |
| AASLE07100            | ANFX1077  | 2021-10-13     | 2023-10-07  | (01)00801741136146(17)231007(10)ANFX1077   |
| AASLE07100            | ANFX3586  | 2021-11-03     | 2023-10-26  | (01)00801741136146(17)231026(10)ANFX3586   |
| AASLE08030            | ANFX4114  | 2021-12-01     | 2023-10-29  | (01)00801741136153(17)231029(10)ANFX4114   |
| AASLE08040            | ANFT1507  | 2021-07-12     | 2023-06-11  | (01)00801741136160(17)230611(10)ANFT1507   |
| AASLE08040            | ANFT2620  | 2021-07-20     | 2023-06-18  | (01)00801741136160(17)230618(10)ANFT2620   |
| AASLE08040            | ANFT3600  | 2021-07-26     | 2023-06-25  | (01)00801741136160(17)230625(10)ANFT3600   |
| AASLE08040            | ANFU4113  | 2021-08-31     | 2023-07-30  | (01)00801741136160(17)230730(10)ANFU4113   |
| AASLE08040            | ANFV0319  | 2021-09-07     | 2023-08-06  | (01)00801741136160(17)230806(10)ANFV0319   |
| AASLE08040            | ANFV1042  | 2021-09-16     | 2023-08-13  | (01)00801741136160(17)230813(10)ANFV1042   |
| AASLE08040            | ANFX2041  | 2021-10-20     | 2023-10-15  | (01)00801741136160(17)231015(10)ANFX2041   |
| AASLE08040            | ANFX0109  | 2021-11-08     | 2023-10-01  | (01)00801741136160(17)231001(10)ANFX0109   |
| AASLE08040            | ANFX2251  | 2021-11-17     | 2023-10-15  | (01)00801741136160(17)231015(10)ANFX2251   |
| AASLE08060            | ANFS5001  | 2021-07-01     | 2023-05-28  | (01)00801741136177(17)230528(10)ANFS5001   |
| AASLE08060            | ANFT2621  | 2021-07-22     | 2023-06-18  | (01)00801741136177(17)230618(10)ANFT2621   |
| AASLE08060            | ANFT3601  | 2021-08-03     | 2023-06-25  | (01)00801741136177(17)230625(10)ANFT3601   |
| AASLE08060            | ANFT3589  | 2021-08-05     | 2023-06-25  | (01)00801741136177(17)230625(10)ANFT3589   |
| AASLE08060            | ANFU3004  | 2021-08-25     | 2023-07-23  | (01)00801741136177(17)230723(10)ANFU3004   |
| AASLE08060            | ANFV0350  | 2021-09-15     | 2023-08-06  | (01)00801741136177(17)230806(10)ANFV0350   |
| AASLE08060            | ANFV1057  | 2021-09-22     | 2023-08-13  | (01)00801741136177(17)230813(10)ANFV1057   |
| AASLE08060            | ANFV1948  | 2021-09-27     | 2023-08-20  | (01)00801741136177(17)230820(10)ANFV1948   |
| AASLE08060            | ANFV2592  | 2021-10-07     | 2023-08-27  | (01)00801741136177(17)230827(10)ANFV2592   |
| AASLE08060            | ANFW0181  | 2021-10-07     | 2023-09-03  | (01)00801741136177(17)230903(10)ANFW0181   |
| AASLE08060            | ANFW1500  | 2021-10-18     | 2023-09-10  | (01)00801741136177(17)230910(10)ANFW1500   |
| AASLE08060            | ANFW2034  | 2021-10-19     | 2023-09-17  | (01)00801741136177(17)230917(10)ANFW2034   |
| AASLE08060            | ANFW3178  | 2021-10-28     | 2023-09-24  | (01)00801741136177(17)230924(10)ANFW3178   |
| AASLE08060            | ANFX0110  | 2021-11-08     | 2023-10-01  | (01)00801741136177(17)231001(10)ANFX0110   |
| AASLE08060            | ANFX1433  | 2021-11-10     | 2023-10-08  | (01)00801741136177(17)231008(10)ANFX1433   |
| AASLE08060            | ANFX2252  | 2021-11-18     | 2023-10-15  | (01)00801741136177(17)231015(10)ANFX2252   |
| AASLE08060            | ANFY2042  | 2021-11-23     | 2023-11-15  | (01)00801741136177(17)231115(10)ANFY2042   |
| AASLE08060            | ANFX3169  | 2021-11-26     | 2023-10-22  | (01)00801741136177(17)231022(10)ANFX3169   |
| AASLE08060            | ANFY1705  | 2021-12-16     | 2023-11-12  | (01)00801741136177(17)231112(10)ANFY1705   |
| AASLE08080            | ANFT3626  | 2021-07-27     | 2023-06-25  | (01)00801741136184(17)230625(10)ANFT3626   |
| AASLE08080            | ANFU4098  | 2021-09-08     | 2023-07-30  | (01)00801741136184(17)230730(10)ANFU4098   |
| AASLE08080            | ANFV0328  | 2021-09-08     | 2023-08-06  | (01)00801741136184(17)230806(10)ANFV0328   |
| AASLE08080            | ANFW1501  | 2021-10-18     | 2023-09-10  | (01)00801741136184(17)230910(10)ANFW1501   |
| AASLE08080            | ANFW2035  | 2021-10-19     | 2023-09-17  | (01)00801741136184(17)230917(10)ANFW2035   |
| AASLE08080            | ANFW3179  | 2021-10-26     | 2023-09-24  | (01)00801741136184(17)230924(10)ANFW3179   |



**Becton Dickinson B.V.**

Customer Service  
t: +31 20 582 94 20  
f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11  
4131 NJ Vianen – Nederland  
t: +31 20 582 94 16  
BNP Paribas  
NL26 BNPA 0227 672 844  
KvK-nummer 28065261  
B.T.W. NL 0011.26.751.B01  
**bd.com**

| Catalogusnummer (REF) | Lotnummer | Productiedatum | Vervaldatum | UDI (GTIN, DI + PI), indien van toepassing |
|-----------------------|-----------|----------------|-------------|--|
| AASLE08080            | ANFX1434  | 2021-11-11     | 2023-10-08  | (01)00801741136184(17)231008(10)ANFX1434   |
| AASLE08080            | ANFX2253  | 2021-11-17     | 2023-10-15  | (01)00801741136184(17)231015(10)ANFX2253   |
| AASLE08080            | ANFX3145  | 2021-11-22     | 2023-10-22  | (01)00801741136184(17)231022(10)ANFX3145   |
| AASLE08080            | ANFY2289  | 2021-11-22     | 2023-11-16  | (01)00801741136184(17)231116(10)ANFY2289   |
| AASLE08080            | ANFX4115  | 2021-12-01     | 2023-10-29  | (01)00801741136184(17)231029(10)ANFX4115   |
| AASLE08080            | ANFY0635  | 2021-12-09     | 2023-11-05  | (01)00801741136184(17)231105(10)ANFY0635   |
| AASLE08080            | ANFY2832  | 2021-12-22     | 2023-11-19  | (01)00801741136184(17)231119(10)ANFY2832   |
| AASLE08080            | ANFY1706  | 2021-12-23     | 2023-11-12  | (01)00801741136184(17)231112(10)ANFY1706   |
| AASLE08100            | ANFU0394  | 2021-08-31     | 2023-07-02  | (01)00801741136191(17)230702(10)ANFU0394   |
| AASLE08100            | ANFU2264  | 2021-09-02     | 2023-07-16  | (01)00801741136191(17)230716(10)ANFU2264   |
| AASLE08100            | ANFU4119  | 2021-09-28     | 2023-07-30  | (01)00801741136191(17)230730(10)ANFU4119   |
| AASLE08100            | ANFV2593  | 2021-09-28     | 2023-08-27  | (01)00801741136191(17)230827(10)ANFV2593   |
| AASLE08100            | ANFW2036  | 2021-10-18     | 2023-09-17  | (01)00801741136191(17)230917(10)ANFW2036   |
| AASLE08100            | ANFX2254  | 2021-11-16     | 2023-10-15  | (01)00801741136191(17)231015(10)ANFX2254   |
| AASLE08100            | ANFX3146  | 2021-11-23     | 2023-10-22  | (01)00801741136191(17)231022(10)ANFX3146   |
| AASLE08100            | ANFY0672  | 2021-12-10     | 2023-11-05  | (01)00801741136191(17)231105(10)ANFY0672   |
| AASLE08100            | ANFY2833  | 2021-12-21     | 2023-11-19  | (01)00801741136191(17)231119(10)ANFY2833   |
| AASLE09040            | ANFT2624  | 2021-07-19     | 2023-06-18  | (01)00801741136214(17)230618(10)ANFT2624   |
| AASLE09040            | ANFU3102  | 2021-09-02     | 2023-07-23  | (01)00801741136214(17)230723(10)ANFU3102   |
| AASLE09040            | ANFU4114  | 2021-09-27     | 2023-07-30  | (01)00801741136214(17)230730(10)ANFU4114   |
| AASLE09040            | ANFV0338  | 2021-09-27     | 2023-08-06  | (01)00801741136214(17)230806(10)ANFV0338   |
| AASLE09040            | ANFW0184  | 2021-10-06     | 2023-09-03  | (01)00801741136214(17)230903(10)ANFW0184   |
| AASLE09040            | ANFW1503  | 2021-10-13     | 2023-09-10  | (01)00801741136214(17)230910(10)ANFW1503   |
| AASLE09040            | ANFW3181  | 2021-10-25     | 2023-09-24  | (01)00801741136214(17)230924(10)ANFW3181   |
| AASLE09040            | ANFX1435  | 2021-11-11     | 2023-10-08  | (01)00801741136214(17)231008(10)ANFX1435   |
| AASLE09040            | ANFX4116  | 2021-12-01     | 2023-10-29  | (01)00801741136214(17)231029(10)ANFX4116   |
| AASLE09060            | ANFT1512  | 2021-07-12     | 2023-06-11  | (01)00801741136221(17)230611(10)ANFT1512   |
| AASLE09060            | ANFU3320  | 2021-08-02     | 2023-07-27  | (01)00801741136221(17)230727(10)ANFU3320   |
| AASLE09060            | ANFU3007  | 2021-09-01     | 2023-07-23  | (01)00801741136221(17)230723(10)ANFU3007   |
| AASLE09060            | ANFV0309  | 2021-09-13     | 2023-08-06  | (01)00801741136221(17)230806(10)ANFV0309   |
| AASLE09060            | ANFW2037  | 2021-10-19     | 2023-09-17  | (01)00801741136221(17)230917(10)ANFW2037   |
| AASLE09060            | ANFW3183  | 2021-10-28     | 2023-09-24  | (01)00801741136221(17)230924(10)ANFW3183   |
| AASLE09060            | ANFX2255  | 2021-11-17     | 2023-10-15  | (01)00801741136221(17)231015(10)ANFX2255   |
| AASLE09060            | ANFX3147  | 2021-11-24     | 2023-10-22  | (01)00801741136221(17)231022(10)ANFX3147   |
| AASLE09060            | ANFY0636  | 2021-12-09     | 2023-11-05  | (01)00801741136221(17)231105(10)ANFY0636   |
| AASLE09080            | ANFT2625  | 2021-07-19     | 2023-06-18  | (01)00801741136238(17)230618(10)ANFT2625   |
| AASLE09080            | ANFT3603  | 2021-07-27     | 2023-06-25  | (01)00801741136238(17)230625(10)ANFT3603   |
| AASLE09080            | ANFV0339  | 2021-09-16     | 2023-08-06  | (01)00801741136238(17)230806(10)ANFV0339   |
| AASLE09080            | ANFV1050  | 2021-09-28     | 2023-08-13  | (01)00801741136238(17)230813(10)ANFV1050   |
| AASLE09080            | ANFV2595  | 2021-09-30     | 2023-08-27  | (01)00801741136238(17)230827(10)ANFV2595   |
| AASLE09080            | ANFW0185  | 2021-10-12     | 2023-09-03  | (01)00801741136238(17)230903(10)ANFW0185   |
| AASLE09080            | ANFW1484  | 2021-10-13     | 2023-09-10  | (01)00801741136238(17)230910(10)ANFW1484   |
| AASLE09080            | ANFW2038  | 2021-10-21     | 2023-09-17  | (01)00801741136238(17)230917(10)ANFW2038   |
| AASLE09080            | ANFX3148  | 2021-11-24     | 2023-10-22  | (01)00801741136238(17)231022(10)ANFX3148   |
| AASLE09080            | ANFX4132  | 2021-12-02     | 2023-10-29  | (01)00801741136238(17)231029(10)ANFX4132   |





**Becton Dickinson B.V.**

Customer Service  
t: +31 20 582 94 20  
f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11  
4131 NJ Vianen – Nederland  
t: +31 20 582 94 16  
BNP Paribas  
NL26 BNPA 0227 672 844  
KvK-nummer 28065261  
B.T.W. NL 0011.26.751.B01  
**bd.com**

| Catalogusnummer (REF) | Lotnummer | Productiedatum | Vervaldatum | UDI (GTIN, DI + PI), indien van toepassing |
|-----------------------|-----------|----------------|-------------|--|
| AASLE09080            | ANFY2836  | 2021-12-22     | 2023-11-19  | (01)00801741136238(17)231119(10)ANFY2836   |
| AASLE09100            | ANFT1513  | 2021-07-13     | 2023-06-11  | (01)00801741136245(17)230611(10)ANFT1513   |
| AASLE09100            | ANFT3604  | 2021-08-11     | 2023-06-25  | (01)00801741136245(17)230625(10)ANFT3604   |
| AASLE09100            | ANFU4115  | 2021-09-29     | 2023-07-30  | (01)00801741136245(17)230730(10)ANFU4115   |
| AASLE09100            | ANFV0351  | 2021-10-06     | 2023-08-06  | (01)00801741136245(17)230806(10)ANFV0351   |
| AASLE09100            | ANFW0186  | 2021-10-12     | 2023-09-03  | (01)00801741136245(17)230903(10)ANFW0186   |
| AASLE09100            | ANFW1481  | 2021-10-18     | 2023-09-10  | (01)00801741136245(17)230910(10)ANFW1481   |
| AASLE10040            | ANFT1514  | 2021-07-13     | 2023-06-11  | (01)00801741136269(17)230611(10)ANFT1514   |
| AASLE10040            | ANFT3625  | 2021-07-28     | 2023-06-25  | (01)00801741136269(17)230625(10)ANFT3625   |
| AASLE10040            | ANFU1093  | 2021-08-19     | 2023-07-09  | (01)00801741136269(17)230709(10)ANFU1093   |
| AASLE10040            | ANFU4099  | 2021-08-31     | 2023-07-30  | (01)00801741136269(17)230730(10)ANFU4099   |
| AASLE10040            | ANFV0320  | 2021-09-06     | 2023-08-06  | (01)00801741136269(17)230806(10)ANFV0320   |
| AASLE10040            | ANFV2596  | 2021-10-19     | 2023-08-27  | (01)00801741136269(17)230827(10)ANFV2596   |
| AASLE10040            | ANFW3182  | 2021-11-04     | 2023-09-24  | (01)00801741136269(17)230924(10)ANFW3182   |
| AASLE10040            | ANFX2269  | 2021-11-17     | 2023-10-15  | (01)00801741136269(17)231015(10)ANFX2269   |
| AASLE10040            | ANFX3149  | 2021-11-23     | 2023-10-22  | (01)00801741136269(17)231022(10)ANFX3149   |
| AASLE10040            | ANFY0637  | 2021-12-07     | 2023-11-05  | (01)00801741136269(17)231105(10)ANFY0637   |
| AASLE10040            | ANFY1707  | 2021-12-17     | 2023-11-12  | (01)00801741136269(17)231112(10)ANFY1707   |
| AASLE10060            | ANFS5003  | 2021-07-01     | 2023-05-28  | (01)00801741136276(17)230528(10)ANFS5003   |
| AASLE10060            | ANFT1515  | 2021-07-13     | 2023-06-11  | (01)00801741136276(17)230611(10)ANFT1515   |
| AASLE10060            | ANFT2627  | 2021-07-22     | 2023-06-18  | (01)00801741136276(17)230618(10)ANFT2627   |
| AASLE10060            | ANFU0177  | 2021-08-18     | 2023-07-02  | (01)00801741136276(17)230702(10)ANFU0177   |
| AASLE10060            | ANFU3103  | 2021-09-01     | 2023-07-23  | (01)00801741136276(17)230723(10)ANFU3103   |
| AASLE10060            | ANFU4116  | 2021-09-09     | 2023-07-30  | (01)00801741136276(17)230730(10)ANFU4116   |
| AASLE10060            | ANFV0329  | 2021-09-15     | 2023-08-06  | (01)00801741136276(17)230806(10)ANFV0329   |
| AASLE10060            | ANFV1064  | 2021-09-23     | 2023-08-13  | (01)00801741136276(17)230813(10)ANFV1064   |
| AASLE10060            | ANFV2598  | 2021-09-28     | 2023-08-27  | (01)00801741136276(17)230827(10)ANFV2598   |
| AASLE10060            | ANFW2039  | 2021-10-20     | 2023-09-17  | (01)00801741136276(17)230917(10)ANFW2039   |
| AASLE10060            | ANFW3184  | 2021-10-27     | 2023-09-24  | (01)00801741136276(17)230924(10)ANFW3184   |
| AASLE10060            | ANFX0082  | 2021-11-03     | 2023-10-01  | (01)00801741136276(17)231001(10)ANFX0082   |
| AASLE10060            | ANFX2256  | 2021-11-18     | 2023-10-15  | (01)00801741136276(17)231015(10)ANFX2256   |
| AASLE10060            | ANFX3150  | 2021-11-26     | 2023-10-22  | (01)00801741136276(17)231022(10)ANFX3150   |
| AASLE10060            | ANFX4118  | 2021-12-01     | 2023-10-29  | (01)00801741136276(17)231029(10)ANFX4118   |
| AASLE10060            | ANFY0638  | 2021-12-09     | 2023-11-05  | (01)00801741136276(17)231105(10)ANFY0638   |
| AASLE10060            | ANFY1708  | 2021-12-17     | 2023-11-12  | (01)00801741136276(17)231112(10)ANFY1708   |
| AASLE10060            | ANFY2838  | 2021-12-21     | 2023-11-19  | (01)00801741136276(17)231119(10)ANFY2838   |
| AASLE10080            | ANFT2628  | 2021-07-21     | 2023-06-18  | (01)00801741136283(17)230618(10)ANFT2628   |
| AASLE10080            | ANFU2266  | 2021-08-16     | 2023-07-16  | (01)00801741136283(17)230716(10)ANFU2266   |
| AASLE10080            | ANFU4117  | 2021-09-09     | 2023-07-30  | (01)00801741136283(17)230730(10)ANFU4117   |
| AASLE10080            | ANFV2599  | 2021-10-12     | 2023-08-27  | (01)00801741136283(17)230827(10)ANFV2599   |
| AASLE10080            | ANFW2040  | 2021-10-26     | 2023-09-17  | (01)00801741136283(17)230917(10)ANFW2040   |
| AASLE10080            | ANFW1482  | 2021-10-27     | 2023-09-10  | (01)00801741136283(17)230910(10)ANFW1482   |
| AASLE10080            | ANFY1508  | 2021-11-17     | 2023-11-11  | (01)00801741136283(17)231111(10)ANFY1508   |
| AASLE10080            | ANFX2257  | 2021-11-18     | 2023-10-15  | (01)00801741136283(17)231015(10)ANFX2257   |
| AASLE10080            | ANFX3151  | 2021-11-23     | 2023-10-22  | (01)00801741136283(17)231022(10)ANFX3151   |



**Becton Dickinson B.V.**

Customer Service  
t: +31 20 582 94 20  
f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11  
4131 NJ Vianen – Nederland  
t: +31 20 582 94 16  
BNP Paribas  
NL26 BNPA 0227 672 844  
KvK-nummer 28065261  
B.T.W. NL 0011.26.751.B01  
**bd.com**

| Catalogusnummer (REF) | Lotnummer | Productiedatum | Vervaldatum | UDI (GTIN, DI + PI), indien van toepassing |
|-----------------------|-----------|----------------|-------------|--|
| AASLE10100            | ANFT1517  | 2021-07-20     | 2023-06-11  | (01)00801741136290(17)230611(10)ANFT1517   |
| AASLE10100            | ANFT2629  | 2021-07-21     | 2023-06-18  | (01)00801741136290(17)230618(10)ANFT2629   |
| AASLE10100            | ANFT3606  | 2021-08-19     | 2023-06-25  | (01)00801741136290(17)230625(10)ANFT3606   |
| AASLE10100            | ANFU2267  | 2021-10-07     | 2023-07-16  | (01)00801741136290(17)230716(10)ANFU2267   |
| AASLE10100            | ANFU3015  | 2021-10-08     | 2023-07-23  | (01)00801741136290(17)230723(10)ANFU3015   |
| AASLE10100            | ANFV2600  | 2021-10-08     | 2023-08-27  | (01)00801741136290(17)230827(10)ANFV2600   |
| AASLE10100            | ANFW2041  | 2021-10-21     | 2023-09-17  | (01)00801741136290(17)230917(10)ANFW2041   |
| AASLE10100            | ANFX3587  | 2021-11-03     | 2023-10-26  | (01)00801741136290(17)231026(10)ANFX3587   |
| AASLE10100            | ANFX3152  | 2021-11-26     | 2023-10-22  | (01)00801741136290(17)231022(10)ANFX3152   |
| AASLE10100            | ANFX4134  | 2021-12-03     | 2023-10-29  | (01)00801741136290(17)231029(10)ANFX4134   |
| AASLE10100            | ANFY2840  | 2021-12-21     | 2023-11-19  | (01)00801741136290(17)231119(10)ANFY2840   |
| AASME06030            | ANFT3607  | 2021-07-27     | 2023-06-25  | (01)00801741135804(17)230625(10)ANFT3607   |
| AASME06030            | ANFU3897  | 2021-08-04     | 2023-07-30  | (01)00801741135804(17)230730(10)ANFU3897   |
| AASME06040            | ANFS5004  | 2021-07-02     | 2023-05-28  | (01)00801741135811(17)230528(10)ANFS5004   |
| AASME06040            | ANFT1518  | 2021-07-13     | 2023-06-11  | (01)00801741135811(17)230611(10)ANFT1518   |
| AASME06040            | ANFT2648  | 2021-07-21     | 2023-06-18  | (01)00801741135811(17)230618(10)ANFT2648   |
| AASME06040            | ANFU0184  | 2021-08-11     | 2023-07-02  | (01)00801741135811(17)230702(10)ANFU0184   |
| AASME06040            | ANFU2268  | 2021-08-16     | 2023-07-16  | (01)00801741135811(17)230716(10)ANFU2268   |
| AASME06040            | ANFV0330  | 2021-09-13     | 2023-08-06  | (01)00801741135811(17)230806(10)ANFV0330   |
| AASME06040            | ANFV1058  | 2021-09-16     | 2023-08-13  | (01)00801741135811(17)230813(10)ANFV1058   |
| AASME06040            | ANFV2601  | 2021-09-28     | 2023-08-27  | (01)00801741135811(17)230827(10)ANFV2601   |
| AASME06040            | ANFW0170  | 2021-10-06     | 2023-09-03  | (01)00801741135811(17)230903(10)ANFW0170   |
| AASME06040            | ANFX1437  | 2021-11-10     | 2023-10-08  | (01)00801741135811(17)231008(10)ANFX1437   |
| AASME06040            | ANFX3154  | 2021-11-26     | 2023-10-22  | (01)00801741135811(17)231022(10)ANFX3154   |
| AASME06040            | ANFY0639  | 2021-12-09     | 2023-11-05  | (01)00801741135811(17)231105(10)ANFY0639   |
| AASME06040            | ANFY2841  | 2021-12-21     | 2023-11-19  | (01)00801741135811(17)231119(10)ANFY2841   |
| AASME06060            | ANFS5005  | 2021-07-02     | 2023-05-28  | (01)00801741135828(17)230528(10)ANFS5005   |
| AASME06060            | ANFT2630  | 2021-07-21     | 2023-06-18  | (01)00801741135828(17)230618(10)ANFT2630   |
| AASME06060            | ANFT3608  | 2021-07-26     | 2023-06-25  | (01)00801741135828(17)230625(10)ANFT3608   |
| AASME06060            | ANFX1438  | 2021-11-10     | 2023-10-08  | (01)00801741135828(17)231008(10)ANFX1438   |
| AASME06060            | ANFX4119  | 2021-12-01     | 2023-10-29  | (01)00801741135828(17)231029(10)ANFX4119   |
| AASME06080            | ANFT1519  | 2021-07-13     | 2023-06-11  | (01)00801741135835(17)230611(10)ANFT1519   |
| AASME06080            | ANFT2631  | 2021-07-21     | 2023-06-18  | (01)00801741135835(17)230618(10)ANFT2631   |
| AASME06080            | ANFV0340  | 2021-09-09     | 2023-08-06  | (01)00801741135835(17)230806(10)ANFV0340   |
| AASME06080            | ANFX1440  | 2021-11-12     | 2023-10-08  | (01)00801741135835(17)231008(10)ANFX1440   |
| AASME06080            | ANFY1710  | 2021-12-17     | 2023-11-12  | (01)00801741135835(17)231112(10)ANFY1710   |
| AASME06080            | ANFY2843  | 2021-12-21     | 2023-11-19  | (01)00801741135835(17)231119(10)ANFY2843   |
| AASME06100            | ANFT1520  | 2021-07-12     | 2023-06-11  | (01)00801741135842(17)230611(10)ANFT1520   |
| AASME06100            | ANFU3321  | 2021-08-02     | 2023-07-27  | (01)00801741135842(17)230727(10)ANFU3321   |
| AASME06100            | ANFY0641  | 2021-12-07     | 2023-11-05  | (01)00801741135842(17)231105(10)ANFY0641   |
| AASME07030            | ANFT1521  | 2021-07-13     | 2023-06-11  | (01)00801741135859(17)230611(10)ANFT1521   |
| AASME07030            | ANFU2269  | 2021-08-17     | 2023-07-16  | (01)00801741135859(17)230716(10)ANFU2269   |
| AASME07030            | ANFU3016  | 2021-08-23     | 2023-07-23  | (01)00801741135859(17)230723(10)ANFU3016   |
| AASME07030            | ANFX1441  | 2021-11-10     | 2023-10-08  | (01)00801741135859(17)231008(10)ANFX1441   |
| AASME07030            | ANFY2844  | 2021-12-21     | 2023-11-19  | (01)00801741135859(17)231119(10)ANFY2844   |



Becton Dickinson B.V.

Customer Service  
t: +31 20 582 94 20  
f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11  
4131 NJ Vianen – Nederland  
t: +31 20 582 94 16  
BNP Paribas  
NL26 BNPA 0227 672 844  
KvK-nummer 28065261  
B.T.W. NL 0011.26.751.B01  
**bd.com**

| Catalogusnummer (REF) | Lotnummer | Productiedatum | Vervaldatum | UDI (GTIN, DI + PI), indien van toepassing |
|-----------------------|-----------|----------------|-------------|--|
| AASME07040            | ANFS5006  | 2021-07-01     | 2023-05-28  | (01)00801741135866(17)230528(10)ANFS5006   |
| AASME07040            | ANFT1522  | 2021-07-13     | 2023-06-11  | (01)00801741135866(17)230611(10)ANFT1522   |
| AASME07040            | ANFT3609  | 2021-07-27     | 2023-06-25  | (01)00801741135866(17)230625(10)ANFT3609   |
| AASME07040            | ANFU1095  | 2021-08-18     | 2023-07-09  | (01)00801741135866(17)230709(10)ANFU1095   |
| AASME07040            | ANFV0352  | 2021-09-09     | 2023-08-06  | (01)00801741135866(17)230806(10)ANFV0352   |
| AASME07040            | ANFV1071  | 2021-09-23     | 2023-08-13  | (01)00801741135866(17)230813(10)ANFV1071   |
| AASME07040            | ANFV2603  | 2021-10-08     | 2023-08-27  | (01)00801741135866(17)230827(10)ANFV2603   |
| AASME07040            | ANFW2042  | 2021-10-20     | 2023-09-17  | (01)00801741135866(17)230917(10)ANFW2042   |
| AASME07040            | ANFX0090  | 2021-11-04     | 2023-10-01  | (01)00801741135866(17)231001(10)ANFX0090   |
| AASME07040            | ANFX1442  | 2021-11-10     | 2023-10-08  | (01)00801741135866(17)231008(10)ANFX1442   |
| AASME07040            | ANFX2259  | 2021-11-18     | 2023-10-15  | (01)00801741135866(17)231015(10)ANFX2259   |
| AASME07040            | ANFX3155  | 2021-11-26     | 2023-10-22  | (01)00801741135866(17)231022(10)ANFX3155   |
| AASME07040            | ANFX4120  | 2021-12-01     | 2023-10-29  | (01)00801741135866(17)231029(10)ANFX4120   |
| AASME07040            | ANFY0642  | 2021-12-07     | 2023-11-05  | (01)00801741135866(17)231105(10)ANFY0642   |
| AASME07040            | ANFY2511  | 2021-12-10     | 2023-11-18  | (01)00801741135866(17)231118(10)ANFY2511   |
| AASME07040            | ANFY1719  | 2021-12-17     | 2023-11-12  | (01)00801741135866(17)231112(10)ANFY1719   |
| AASME07060            | ANFT0483  | 2021-07-05     | 2023-06-04  | (01)00801741135873(17)230604(10)ANFT0483   |
| AASME07060            | ANFT1523  | 2021-07-14     | 2023-06-11  | (01)00801741135873(17)230611(10)ANFT1523   |
| AASME07060            | ANFT2632  | 2021-07-22     | 2023-06-18  | (01)00801741135873(17)230618(10)ANFT2632   |
| AASME07060            | ANFT3610  | 2021-08-02     | 2023-06-25  | (01)00801741135873(17)230625(10)ANFT3610   |
| AASME07060            | ANFU1097  | 2021-08-10     | 2023-07-09  | (01)00801741135873(17)230709(10)ANFU1097   |
| AASME07060            | ANFU2270  | 2021-09-01     | 2023-07-16  | (01)00801741135873(17)230716(10)ANFU2270   |
| AASME07060            | ANFU3009  | 2021-09-02     | 2023-07-23  | (01)00801741135873(17)230723(10)ANFU3009   |
| AASME07060            | ANFU4120  | 2021-09-03     | 2023-07-30  | (01)00801741135873(17)230730(10)ANFU4120   |
| AASME07060            | ANFV0321  | 2021-09-13     | 2023-08-06  | (01)00801741135873(17)230806(10)ANFV0321   |
| AASME07060            | ANFV2604  | 2021-09-27     | 2023-08-27  | (01)00801741135873(17)230827(10)ANFV2604   |
| AASME07060            | ANFW0187  | 2021-10-07     | 2023-09-03  | (01)00801741135873(17)230903(10)ANFW0187   |
| AASME07060            | ANFW2043  | 2021-10-21     | 2023-09-17  | (01)00801741135873(17)230917(10)ANFW2043   |
| AASME07060            | ANFW3185  | 2021-10-26     | 2023-09-24  | (01)00801741135873(17)230924(10)ANFW3185   |
| AASME07060            | ANFX1443  | 2021-11-10     | 2023-10-08  | (01)00801741135873(17)231008(10)ANFX1443   |
| AASME07060            | ANFX2260  | 2021-11-18     | 2023-10-15  | (01)00801741135873(17)231015(10)ANFX2260   |
| AASME07060            | ANFX3156  | 2021-11-26     | 2023-10-22  | (01)00801741135873(17)231022(10)ANFX3156   |
| AASME07060            | ANFX4121  | 2021-12-02     | 2023-10-29  | (01)00801741135873(17)231029(10)ANFX4121   |
| AASME07060            | ANFY0670  | 2021-12-08     | 2023-11-05  | (01)00801741135873(17)231105(10)ANFY0670   |
| AASME07060            | ANFY2846  | 2021-12-22     | 2023-11-19  | (01)00801741135873(17)231119(10)ANFY2846   |
| AASME07060            | ANFZ1836  | 2021-12-22     | 2023-12-16  | (01)00801741135873(17)231216(10)ANFZ1836   |
| AASME07080            | ANFT2633  | 2021-07-21     | 2023-06-18  | (01)00801741135880(17)230618(10)ANFT2633   |
| AASME07080            | ANFT3611  | 2021-07-28     | 2023-06-25  | (01)00801741135880(17)230625(10)ANFT3611   |
| AASME07080            | ANFU3898  | 2021-08-05     | 2023-07-30  | (01)00801741135880(17)230730(10)ANFU3898   |
| AASME07080            | ANFU1091  | 2021-08-10     | 2023-07-09  | (01)00801741135880(17)230709(10)ANFU1091   |
| AASME07080            | ANFU2273  | 2021-08-16     | 2023-07-16  | (01)00801741135880(17)230716(10)ANFU2273   |
| AASME07080            | ANFU3010  | 2021-09-03     | 2023-07-23  | (01)00801741135880(17)230723(10)ANFU3010   |
| AASME07080            | ANFY2847  | 2021-12-21     | 2023-11-19  | (01)00801741135880(17)231119(10)ANFY2847   |
| AASME07100            | ANFT0467  | 2021-07-05     | 2023-06-04  | (01)00801741135897(17)230604(10)ANFT0467   |
| AASME07100            | ANFU2723  | 2021-07-28     | 2023-07-23  | (01)00801741135897(17)230723(10)ANFU2723   |



**Becton Dickinson B.V.**

Customer Service  
t: +31 20 582 94 20  
f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11  
4131 NJ Vianen – Nederland  
t: +31 20 582 94 16  
BNP Paribas  
NL26 BNPA 0227 672 844  
KvK-nummer 28065261  
B.T.W. NL 0011.26.751.B01  
**bd.com**

| Catalogusnummer (REF) | Lotnummer | Productiedatum | Vervaldatum | UDI (GTIN, DI + PI), indien van toepassing |
|-----------------------|-----------|----------------|-------------|--|
| AASME07100            | ANFT3616  | 2021-07-29     | 2023-06-25  | (01)00801741135897(17)230625(10)ANFT3616   |
| AASME07100            | ANFU4100  | 2021-09-01     | 2023-07-30  | (01)00801741135897(17)230730(10)ANFU4100   |
| AASME07100            | ANFY0007  | 2021-11-08     | 2023-11-01  | (01)00801741135897(17)231101(10)ANFY0007   |
| AASME07100            | ANFX1444  | 2021-11-11     | 2023-10-08  | (01)00801741135897(17)231008(10)ANFX1444   |
| AASME07100            | ANFY0644  | 2021-12-08     | 2023-11-05  | (01)00801741135897(17)231105(10)ANFY0644   |
| AASME08030            | ANFT1524  | 2021-07-14     | 2023-06-11  | (01)00801741135903(17)230611(10)ANFT1524   |
| AASME08030            | ANFU3899  | 2021-08-05     | 2023-07-30  | (01)00801741135903(17)230730(10)ANFU3899   |
| AASME08030            | ANFW2044  | 2021-10-21     | 2023-09-17  | (01)00801741135903(17)230917(10)ANFW2044   |
| AASME08030            | ANFY0645  | 2021-12-09     | 2023-11-05  | (01)00801741135903(17)231105(10)ANFY0645   |
| AASME08040            | ANFT1529  | 2021-07-14     | 2023-06-11  | (01)00801741135910(17)230611(10)ANFT1529   |
| AASME08040            | ANFT2635  | 2021-07-21     | 2023-06-18  | (01)00801741135910(17)230618(10)ANFT2635   |
| AASME08040            | ANFT3612  | 2021-08-03     | 2023-06-25  | (01)00801741135910(17)230625(10)ANFT3612   |
| AASME08040            | ANFU0178  | 2021-08-18     | 2023-07-02  | (01)00801741135910(17)230702(10)ANFU0178   |
| AASME08040            | ANFV0331  | 2021-09-08     | 2023-08-06  | (01)00801741135910(17)230806(10)ANFV0331   |
| AASME08040            | ANFV1059  | 2021-09-16     | 2023-08-13  | (01)00801741135910(17)230813(10)ANFV1059   |
| AASME08040            | ANFW2045  | 2021-10-21     | 2023-09-17  | (01)00801741135910(17)230917(10)ANFW2045   |
| AASME08040            | ANFW3186  | 2021-10-27     | 2023-09-24  | (01)00801741135910(17)230924(10)ANFW3186   |
| AASME08040            | ANFX1445  | 2021-11-10     | 2023-10-08  | (01)00801741135910(17)231008(10)ANFX1445   |
| AASME08040            | ANFX2261  | 2021-11-18     | 2023-10-15  | (01)00801741135910(17)231015(10)ANFX2261   |
| AASME08040            | ANFY2043  | 2021-11-23     | 2023-11-15  | (01)00801741135910(17)231115(10)ANFY2043   |
| AASME08040            | ANFX3157  | 2021-11-25     | 2023-10-22  | (01)00801741135910(17)231022(10)ANFX3157   |
| AASME08040            | ANFX4123  | 2021-12-02     | 2023-10-29  | (01)00801741135910(17)231029(10)ANFX4123   |
| AASME08040            | ANFY0646  | 2021-12-08     | 2023-11-05  | (01)00801741135910(17)231105(10)ANFY0646   |
| AASME08040            | ANFY2848  | 2021-12-23     | 2023-11-19  | (01)00801741135910(17)231119(10)ANFY2848   |
| AASME08060            | ANFS5009  | 2021-07-02     | 2023-05-28  | (01)00801741135927(17)230528(10)ANFS5009   |
| AASME08060            | ANFT0484  | 2021-07-07     | 2023-06-04  | (01)00801741135927(17)230604(10)ANFT0484   |
| AASME08060            | ANFT1525  | 2021-07-13     | 2023-06-11  | (01)00801741135927(17)230611(10)ANFT1525   |
| AASME08060            | ANFT2636  | 2021-07-21     | 2023-06-18  | (01)00801741135927(17)230618(10)ANFT2636   |
| AASME08060            | ANFT3613  | 2021-08-05     | 2023-06-25  | (01)00801741135927(17)230625(10)ANFT3613   |
| AASME08060            | ANFU0179  | 2021-08-16     | 2023-07-02  | (01)00801741135927(17)230702(10)ANFU0179   |
| AASME08060            | ANFU1098  | 2021-08-16     | 2023-07-09  | (01)00801741135927(17)230709(10)ANFU1098   |
| AASME08060            | ANFU2272  | 2021-08-24     | 2023-07-16  | (01)00801741135927(17)230716(10)ANFU2272   |
| AASME08060            | ANFU3012  | 2021-08-24     | 2023-07-23  | (01)00801741135927(17)230723(10)ANFU3012   |
| AASME08060            | ANFU4101  | 2021-09-02     | 2023-07-30  | (01)00801741135927(17)230730(10)ANFU4101   |
| AASME08060            | ANFU4121  | 2021-09-03     | 2023-07-30  | (01)00801741135927(17)230730(10)ANFU4121   |
| AASME08060            | ANFV0341  | 2021-09-09     | 2023-08-06  | (01)00801741135927(17)230806(10)ANFV0341   |
| AASME08060            | ANFW2046  | 2021-10-26     | 2023-09-17  | (01)00801741135927(17)230917(10)ANFW2046   |
| AASME08060            | ANFW3187  | 2021-10-28     | 2023-09-24  | (01)00801741135927(17)230924(10)ANFW3187   |
| AASME08060            | ANFX0099  | 2021-11-04     | 2023-10-01  | (01)00801741135927(17)231001(10)ANFX0099   |
| AASME08060            | ANFX2262  | 2021-11-18     | 2023-10-15  | (01)00801741135927(17)231015(10)ANFX2262   |
| AASME08060            | ANFX4124  | 2021-12-01     | 2023-10-29  | (01)00801741135927(17)231029(10)ANFX4124   |
| AASME08060            | ANFY0647  | 2021-12-09     | 2023-11-05  | (01)00801741135927(17)231105(10)ANFY0647   |
| AASME08060            | ANFY1711  | 2021-12-17     | 2023-11-12  | (01)00801741135927(17)231112(10)ANFY1711   |
| AASME08080            | ANFS5010  | 2021-07-02     | 2023-05-28  | (01)00801741135934(17)230528(10)ANFS5010   |
| AASME08080            | ANFT1526  | 2021-07-14     | 2023-06-11  | (01)00801741135934(17)230611(10)ANFT1526   |





Becton Dickinson B.V.

Customer Service  
t: +31 20 582 94 20  
f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11  
4131 NJ Vianen – Nederland  
t: +31 20 582 94 16  
BNP Paribas  
NL26 BNPA 0227 672 844  
KvK-nummer 28065261  
B.T.W. NL 0011.26.751.B01  
**bd.com**

| Catalogusnummer (REF) | Lotnummer | Productiedatum | Vervaldatum | UDI (GTIN, DI + PI), indien van toepassing |
|-----------------------|-----------|----------------|-------------|--|
| AASME08080            | ANFT2637  | 2021-07-21     | 2023-06-18  | (01)00801741135934(17)230618(10)ANFT2637   |
| AASME08080            | ANFT3627  | 2021-07-28     | 2023-06-25  | (01)00801741135934(17)230625(10)ANFT3627   |
| AASME08080            | ANFU0180  | 2021-08-03     | 2023-07-02  | (01)00801741135934(17)230702(10)ANFU0180   |
| AASME08080            | ANFU1099  | 2021-08-24     | 2023-07-09  | (01)00801741135934(17)230709(10)ANFU1099   |
| AASME08080            | ANFU4102  | 2021-09-02     | 2023-07-30  | (01)00801741135934(17)230730(10)ANFU4102   |
| AASME08080            | ANFW2047  | 2021-10-21     | 2023-09-17  | (01)00801741135934(17)230917(10)ANFW2047   |
| AASME08080            | ANFW3188  | 2021-10-27     | 2023-09-24  | (01)00801741135934(17)230924(10)ANFW3188   |
| AASME08080            | ANFX0111  | 2021-11-10     | 2023-10-01  | (01)00801741135934(17)231001(10)ANFX0111   |
| AASME08080            | ANFX1446  | 2021-11-11     | 2023-10-08  | (01)00801741135934(17)231008(10)ANFX1446   |
| AASME08080            | ANFX3158  | 2021-11-24     | 2023-10-22  | (01)00801741135934(17)231022(10)ANFX3158   |
| AASME08080            | ANFY0648  | 2021-12-08     | 2023-11-05  | (01)00801741135934(17)231105(10)ANFY0648   |
| AASME08080            | ANFY1712  | 2021-12-22     | 2023-11-12  | (01)00801741135934(17)231112(10)ANFY1712   |
| AASME08100            | ANFT2638  | 2021-07-22     | 2023-06-18  | (01)00801741135941(17)230618(10)ANFT2638   |
| AASME08100            | ANFU3609  | 2021-08-03     | 2023-07-28  | (01)00801741135941(17)230728(10)ANFU3609   |
| AASME08100            | ANFU0181  | 2021-09-01     | 2023-07-02  | (01)00801741135941(17)230702(10)ANFU0181   |
| AASME08100            | ANFU4103  | 2021-09-27     | 2023-07-30  | (01)00801741135941(17)230730(10)ANFU4103   |
| AASME08100            | ANFX1447  | 2021-11-11     | 2023-10-08  | (01)00801741135941(17)231008(10)ANFX1447   |
| AASME08100            | ANFX3159  | 2021-12-10     | 2023-10-22  | (01)00801741135941(17)231022(10)ANFX3159   |
| AASME08100            | ANFY2851  | 2021-12-22     | 2023-11-19  | (01)00801741135941(17)231119(10)ANFY2851   |
| AASME09030            | ANFT3614  | 2021-07-28     | 2023-06-25  | (01)00801741135958(17)230625(10)ANFT3614   |
| AASME09030            | ANFX2263  | 2021-11-16     | 2023-10-15  | (01)00801741135958(17)231015(10)ANFX2263   |
| AASME09040            | ANFT2639  | 2021-07-22     | 2023-06-18  | (01)00801741135965(17)230618(10)ANFT2639   |
| AASME09040            | ANFU4104  | 2021-08-31     | 2023-07-30  | (01)00801741135965(17)230730(10)ANFU4104   |
| AASME09040            | ANFU1100  | 2021-09-01     | 2023-07-09  | (01)00801741135965(17)230709(10)ANFU1100   |
| AASME09040            | ANFV0311  | 2021-09-28     | 2023-08-06  | (01)00801741135965(17)230806(10)ANFV0311   |
| AASME09040            | ANFW0189  | 2021-10-12     | 2023-09-03  | (01)00801741135965(17)230903(10)ANFW0189   |
| AASME09040            | ANFW3189  | 2021-10-27     | 2023-09-24  | (01)00801741135965(17)230924(10)ANFW3189   |
| AASME09040            | ANFX2264  | 2021-11-16     | 2023-10-15  | (01)00801741135965(17)231015(10)ANFX2264   |
| AASME09040            | ANFX4125  | 2021-12-01     | 2023-10-29  | (01)00801741135965(17)231029(10)ANFX4125   |
| AASME09040            | ANFY0649  | 2021-12-09     | 2023-11-05  | (01)00801741135965(17)231105(10)ANFY0649   |
| AASME09040            | ANFY2852  | 2021-12-23     | 2023-11-19  | (01)00801741135965(17)231119(10)ANFY2852   |
| AASME09060            | ANFS5011  | 2021-07-01     | 2023-05-28  | (01)00801741135972(17)230528(10)ANFS5011   |
| AASME09060            | ANFT1530  | 2021-07-14     | 2023-06-11  | (01)00801741135972(17)230611(10)ANFT1530   |
| AASME09060            | ANFT2640  | 2021-07-22     | 2023-06-18  | (01)00801741135972(17)230618(10)ANFT2640   |
| AASME09060            | ANFT3615  | 2021-07-27     | 2023-06-25  | (01)00801741135972(17)230625(10)ANFT3615   |
| AASME09060            | ANFU1101  | 2021-08-26     | 2023-07-09  | (01)00801741135972(17)230709(10)ANFU1101   |
| AASME09060            | ANFU3013  | 2021-09-01     | 2023-07-23  | (01)00801741135972(17)230723(10)ANFU3013   |
| AASME09060            | ANFU4105  | 2021-09-13     | 2023-07-30  | (01)00801741135972(17)230730(10)ANFU4105   |
| AASME09060            | ANFV0342  | 2021-09-16     | 2023-08-06  | (01)00801741135972(17)230806(10)ANFV0342   |
| AASME09060            | ANFW2048  | 2021-10-27     | 2023-09-17  | (01)00801741135972(17)230917(10)ANFW2048   |
| AASME09060            | ANFW3190  | 2021-10-28     | 2023-09-24  | (01)00801741135972(17)230924(10)ANFW3190   |
| AASME09060            | ANFX1448  | 2021-11-11     | 2023-10-08  | (01)00801741135972(17)231008(10)ANFX1448   |
| AASME09060            | ANFX2265  | 2021-11-16     | 2023-10-15  | (01)00801741135972(17)231015(10)ANFX2265   |
| AASME09060            | ANFY0650  | 2021-12-08     | 2023-11-05  | (01)00801741135972(17)231105(10)ANFY0650   |
| AASME09060            | ANFY1713  | 2021-12-17     | 2023-11-12  | (01)00801741135972(17)231112(10)ANFY1713   |





**Becton Dickinson B.V.**

Customer Service  
t: +31 20 582 94 20  
f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11  
4131 NJ Vianen – Nederland  
t: +31 20 582 94 16  
BNP Paribas  
NL26 BNPA 0227 672 844  
KvK-nummer 28065261  
B.T.W. NL 0011.26.751.B01  
**bd.com**

| Catalogusnummer (REF) | Lotnummer | Productiedatum | Vervaldatum | UDI (GTIN, DI + PI), indien van toepassing |
|-----------------------|-----------|----------------|-------------|--|
| AASME09080            | ANFT0485  | 2021-07-08     | 2023-06-04  | (01)00801741135989(17)230604(10)ANFT0485   |
| AASME09080            | ANFT1531  | 2021-07-14     | 2023-06-11  | (01)00801741135989(17)230611(10)ANFT1531   |
| AASME09080            | ANFT3617  | 2021-07-27     | 2023-06-25  | (01)00801741135989(17)230625(10)ANFT3617   |
| AASME09080            | ANFU1102  | 2021-08-11     | 2023-07-09  | (01)00801741135989(17)230709(10)ANFU1102   |
| AASME09080            | ANFU4106  | 2021-09-09     | 2023-07-30  | (01)00801741135989(17)230730(10)ANFU4106   |
| AASME09080            | ANFV0353  | 2021-09-15     | 2023-08-06  | (01)00801741135989(17)230806(10)ANFV0353   |
| AASME09080            | ANFW2050  | 2021-10-21     | 2023-09-17  | (01)00801741135989(17)230917(10)ANFW2050   |
| AASME09080            | ANFX1449  | 2021-11-12     | 2023-10-08  | (01)00801741135989(17)231008(10)ANFX1449   |
| AASME09080            | ANFX3160  | 2021-11-26     | 2023-10-22  | (01)00801741135989(17)231022(10)ANFX3160   |
| AASME09100            | ANFT3618  | 2021-08-11     | 2023-06-25  | (01)00801741135996(17)230625(10)ANFT3618   |
| AASME09100            | ANFU4107  | 2021-09-30     | 2023-07-30  | (01)00801741135996(17)230730(10)ANFU4107   |
| AASME09100            | ANFX4126  | 2021-12-03     | 2023-10-29  | (01)00801741135996(17)231029(10)ANFX4126   |
| AASME09100            | ANFY0651  | 2021-12-09     | 2023-11-05  | (01)00801741135996(17)231105(10)ANFY0651   |
| AASME10030            | ANFU0690  | 2021-07-15     | 2023-07-06  | (01)00801741136009(17)230706(10)ANFU0690   |
| AASME10030            | ANFU3105  | 2021-09-01     | 2023-07-23  | (01)00801741136009(17)230723(10)ANFU3105   |
| AASME10030            | ANFX1450  | 2021-11-11     | 2023-10-08  | (01)00801741136009(17)231008(10)ANFX1450   |
| AASME10040            | ANFS5013  | 2021-07-02     | 2023-05-28  | (01)00801741136016(17)230528(10)ANFS5013   |
| AASME10040            | ANFT2641  | 2021-07-22     | 2023-06-18  | (01)00801741136016(17)230618(10)ANFT2641   |
| AASME10040            | ANFT3623  | 2021-07-29     | 2023-06-25  | (01)00801741136016(17)230625(10)ANFT3623   |
| AASME10040            | ANFV0349  | 2021-09-09     | 2023-08-06  | (01)00801741136016(17)230806(10)ANFV0349   |
| AASME10040            | ANFV1065  | 2021-09-23     | 2023-08-13  | (01)00801741136016(17)230813(10)ANFV1065   |
| AASME10040            | ANFV1950  | 2021-10-18     | 2023-08-20  | (01)00801741136016(17)230820(10)ANFV1950   |
| AASME10040            | ANFX0100  | 2021-11-03     | 2023-10-01  | (01)00801741136016(17)231001(10)ANFX0100   |
| AASME10040            | ANFX2267  | 2021-11-16     | 2023-10-15  | (01)00801741136016(17)231015(10)ANFX2267   |
| AASME10040            | ANFX3161  | 2021-11-25     | 2023-10-22  | (01)00801741136016(17)231022(10)ANFX3161   |
| AASME10040            | ANFY0652  | 2021-12-09     | 2023-11-05  | (01)00801741136016(17)231105(10)ANFY0652   |
| AASME10040            | ANFY1715  | 2021-12-17     | 2023-11-12  | (01)00801741136016(17)231112(10)ANFY1715   |
| AASME10060            | ANFT0486  | 2021-07-06     | 2023-06-04  | (01)00801741136023(17)230604(10)ANFT0486   |
| AASME10060            | ANFT2642  | 2021-07-22     | 2023-06-18  | (01)00801741136023(17)230618(10)ANFT2642   |
| AASME10060            | ANFT3619  | 2021-08-18     | 2023-06-25  | (01)00801741136023(17)230625(10)ANFT3619   |
| AASME10060            | ANFU0182  | 2021-08-18     | 2023-07-02  | (01)00801741136023(17)230702(10)ANFU0182   |
| AASME10060            | ANFU1096  | 2021-08-19     | 2023-07-09  | (01)00801741136023(17)230709(10)ANFU1096   |
| AASME10060            | ANFU4108  | 2021-08-31     | 2023-07-30  | (01)00801741136023(17)230730(10)ANFU4108   |
| AASME10060            | ANFV0312  | 2021-09-13     | 2023-08-06  | (01)00801741136023(17)230806(10)ANFV0312   |
| AASME10060            | ANFV2605  | 2021-09-28     | 2023-08-27  | (01)00801741136023(17)230827(10)ANFV2605   |
| AASME10060            | ANFW2049  | 2021-10-21     | 2023-09-17  | (01)00801741136023(17)230917(10)ANFW2049   |
| AASME10060            | ANFW3191  | 2021-10-27     | 2023-09-24  | (01)00801741136023(17)230924(10)ANFW3191   |
| AASME10060            | ANFX2268  | 2021-11-18     | 2023-10-15  | (01)00801741136023(17)231015(10)ANFX2268   |
| AASME10060            | ANFX3172  | 2021-11-25     | 2023-10-22  | (01)00801741136023(17)231022(10)ANFX3172   |
| AASME10060            | ANFY0671  | 2021-12-10     | 2023-11-05  | (01)00801741136023(17)231105(10)ANFY0671   |
| AASME10080            | ANFT2643  | 2021-07-20     | 2023-06-18  | (01)00801741136030(17)230618(10)ANFT2643   |
| AASME10080            | ANFU3014  | 2021-08-23     | 2023-07-23  | (01)00801741136030(17)230723(10)ANFU3014   |
| AASME10080            | ANFU4109  | 2021-09-07     | 2023-07-30  | (01)00801741136030(17)230730(10)ANFU4109   |
| AASME10080            | ANFW2173  | 2021-11-04     | 2023-09-17  | (01)00801741136030(17)230917(10)ANFW2173   |
| AASME10080            | ANFX1452  | 2021-11-10     | 2023-10-08  | (01)00801741136030(17)231008(10)ANFX1452   |



**Becton Dickinson B.V.**

Customer Service  
t: +31 20 582 94 20  
f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11  
4131 NJ Vianen – Nederland  
t: +31 20 582 94 16  
BNP Paribas  
NL26 BNPA 0227 672 844  
KvK-nummer 28065261  
B.T.W. NL 0011.26.751.B01  
**bd.com**

| Catalogusnummer (REF) | Lotnummer | Productiedatum | Vervaldatum | UDI (GTIN, DI + PI), indien van toepassing |
|-----------------------|-----------|----------------|-------------|--|
| AASME10080            | ANFX4127  | 2021-12-01     | 2023-10-29  | (01)00801741136030(17)231029(10)ANFX4127   |
| AASME10080            | ANFY0653  | 2021-12-09     | 2023-11-05  | (01)00801741136030(17)231105(10)ANFY0653   |
| AASME10100            | ANFS5014  | 2021-07-07     | 2023-05-28  | (01)00801741136047(17)230528(10)ANFS5014   |
| AASME10100            | ANFU3106  | 2021-10-06     | 2023-07-23  | (01)00801741136047(17)230723(10)ANFU3106   |
| AASME10100            | ANFU4110  | 2021-10-08     | 2023-07-30  | (01)00801741136047(17)230730(10)ANFU4110   |
| AASME10100            | ANFX1453  | 2021-11-10     | 2023-10-08  | (01)00801741136047(17)231008(10)ANFX1453   |
| AASME10100            | ANFY1716  | 2021-12-17     | 2023-11-12  | (01)00801741136047(17)231112(10)ANFY1716   |
| AVFLE06060            | ANFV1929  | 2021-09-23     | 2023-08-20  | (01)00801741105968(17)230820(10)ANFV1929   |
| AVFLE06080            | ANFU0395  | 2021-08-05     | 2023-07-02  | (01)00801741105975(17)230702(10)ANFU0395   |
| AVFLE06100            | ANFU0396  | 2021-08-05     | 2023-07-02  | (01)00801741105982(17)230702(10)ANFU0396   |
| AVFLE07040            | ANFX1414  | 2021-11-08     | 2023-10-08  | (01)00801741105999(17)231008(10)ANFX1414   |
| AVFLE07080            | ANFV0322  | 2021-09-06     | 2023-08-06  | (01)00801741106019(17)230806(10)ANFV0322   |
| AVFLE07080            | ANFZ0844  | 2021-12-14     | 2023-12-08  | (01)00801741106019(17)231208(10)ANFZ0844   |
| AVFLE07100            | ANFV0332  | 2021-09-08     | 2023-08-06  | (01)00801741106026(17)230806(10)ANFV0332   |
| AVFLE07100            | ANFZ0845  | 2021-12-20     | 2023-12-08  | (01)00801741106026(17)231208(10)ANFZ0845   |
| AVFLE08040            | ANFT1467  | 2021-07-12     | 2023-06-11  | (01)00801741106033(17)230611(10)ANFT1467   |
| AVFLE08060            | ANFV0337  | 2021-09-09     | 2023-08-06  | (01)00801741106040(17)230806(10)ANFV0337   |
| AVFLE08060            | ANFY0613  | 2021-12-06     | 2023-11-05  | (01)00801741106040(17)231105(10)ANFY0613   |
| AVFLE08080            | ANFW1490  | 2021-10-13     | 2023-09-10  | (01)00801741106057(17)230910(10)ANFW1490   |
| AVFLE09060            | ANFT0488  | 2021-07-08     | 2023-06-04  | (01)00801741106088(17)230604(10)ANFT0488   |
| AVFLE09060            | ANFX4097  | 2021-11-29     | 2023-10-29  | (01)00801741106088(17)231029(10)ANFX4097   |
| AVFLE09080            | ANFT1468  | 2021-07-14     | 2023-06-11  | (01)00801741106095(17)230611(10)ANFT1468   |
| AVFLE09080            | ANFW3142  | 2021-10-25     | 2023-09-24  | (01)00801741106095(17)230924(10)ANFW3142   |
| AVFLE09100            | ANFW1459  | 2021-10-12     | 2023-09-10  | (01)00801741106125(17)230910(10)ANFW1459   |
| AVFLE09100            | ANFZ0846  | 2021-12-14     | 2023-12-08  | (01)00801741106125(17)231208(10)ANFZ0846   |
| AVFLE10060            | ANFV0354  | 2021-09-09     | 2023-08-06  | (01)00801741106149(17)230806(10)ANFV0354   |
| AVFLE10060            | ANFX4138  | 2021-12-03     | 2023-10-29  | (01)00801741106149(17)231029(10)ANFX4138   |
| AVFLE10060            | ANFY0654  | 2021-12-10     | 2023-11-05  | (01)00801741106149(17)231105(10)ANFY0654   |
| AVFLE10080            | ANFU2243  | 2021-08-16     | 2023-07-16  | (01)00801741106156(17)230716(10)ANFU2243   |
| AVFLE10080            | ANFV1072  | 2021-09-23     | 2023-08-13  | (01)00801741106156(17)230813(10)ANFV1072   |
| AVFME06040            | ANFU0163  | 2021-08-06     | 2023-07-02  | (01)00801741105500(17)230702(10)ANFU0163   |
| AVFME06040            | ANFX4101  | 2021-11-29     | 2023-10-29  | (01)00801741105500(17)231029(10)ANFX4101   |
| AVFME06060            | ANFT0491  | 2021-07-08     | 2023-06-04  | (01)00801741105517(17)230604(10)ANFT0491   |
| AVFME06060            | ANFX3127  | 2021-11-22     | 2023-10-22  | (01)00801741105517(17)231022(10)ANFX3127   |
| AVFME06060            | ANFZ0847  | 2021-12-16     | 2023-12-08  | (01)00801741105517(17)231208(10)ANFZ0847   |
| AVFME06080            | ANFT1480  | 2021-08-02     | 2023-06-11  | (01)00801741105524(17)230611(10)ANFT1480   |
| AVFME06080            | ANFY1677  | 2021-12-14     | 2023-11-12  | (01)00801741105524(17)231112(10)ANFY1677   |
| AVFME07040            | ANFT3622  | 2021-07-27     | 2023-06-25  | (01)00801741105548(17)230625(10)ANFT3622   |
| AVFME07040            | ANFV0989  | 2021-08-23     | 2023-08-13  | (01)00801741105548(17)230813(10)ANFV0989   |
| AVFME07040            | ANFV1051  | 2021-09-21     | 2023-08-13  | (01)00801741105548(17)230813(10)ANFV1051   |
| AVFME07060            | ANFT0454  | 2021-07-07     | 2023-06-04  | (01)00801741105555(17)230604(10)ANFT0454   |
| AVFME07060            | ANFT1481  | 2021-07-12     | 2023-06-11  | (01)00801741105555(17)230611(10)ANFT1481   |
| AVFME07060            | ANFV1932  | 2021-09-23     | 2023-08-20  | (01)00801741105555(17)230820(10)ANFV1932   |
| AVFME07060            | ANFV2607  | 2021-10-01     | 2023-08-27  | (01)00801741105555(17)230827(10)ANFV2607   |
| AVFME07060            | ANFX3128  | 2021-11-22     | 2023-10-22  | (01)00801741105555(17)231022(10)ANFX3128   |



**Becton Dickinson B.V.**

Customer Service  
t: +31 20 582 94 20  
f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11  
4131 NJ Vianen – Nederland  
t: +31 20 582 94 16  
BNP Paribas  
NL26 BNPA 0227 672 844  
KvK-nummer 28065261  
B.T.W. NL 0011.26.751.B01  
**bd.com**

| Catalogusnummer (REF) | Lotnummer | Productiedatum | Vervaldatum | UDI (GTIN, DI + PI), indien van toepassing |
|-----------------------|-----------|----------------|-------------|--|
| AVFME07060            | ANFY1678  | 2021-12-16     | 2023-11-12  | (01)00801741105555(17)231112(10)ANFY1678   |
| AVFME07060            | ANFZ0849  | 2021-12-17     | 2023-12-08  | (01)00801741105555(17)231208(10)ANFZ0849   |
| AVFME07080            | ANFT1482  | 2021-07-13     | 2023-06-11  | (01)00801741105562(17)230611(10)ANFT1482   |
| AVFME07080            | ANFU3610  | 2021-08-04     | 2023-07-28  | (01)00801741105562(17)230728(10)ANFU3610   |
| AVFME07080            | ANFX1415  | 2021-11-08     | 2023-10-08  | (01)00801741105562(17)231008(10)ANFX1415   |
| AVFME07080            | ANFX2228  | 2021-11-18     | 2023-10-15  | (01)00801741105562(17)231015(10)ANFX2228   |
| AVFME07080            | ANFY0658  | 2021-12-09     | 2023-11-05  | (01)00801741105562(17)231105(10)ANFY0658   |
| AVFME07100            | ANFT4100  | 2021-07-05     | 2023-06-30  | (01)00801741105579(17)230630(10)ANFT4100   |
| AVFME07100            | ANFU0164  | 2021-08-02     | 2023-07-02  | (01)00801741105579(17)230702(10)ANFU0164   |
| AVFME07100            | ANFW2020  | 2021-10-18     | 2023-09-17  | (01)00801741105579(17)230917(10)ANFW2020   |
| AVFME07100            | ANFY1679  | 2021-12-15     | 2023-11-12  | (01)00801741105579(17)231112(10)ANFY1679   |
| AVFME08040            | ANFT0492  | 2021-07-07     | 2023-06-04  | (01)00801741105586(17)230604(10)ANFT0492   |
| AVFME08040            | ANFU2249  | 2021-08-16     | 2023-07-16  | (01)00801741105586(17)230716(10)ANFU2249   |
| AVFME08040            | ANFV0314  | 2021-09-06     | 2023-08-06  | (01)00801741105586(17)230806(10)ANFV0314   |
| AVFME08040            | ANFX1416  | 2021-11-08     | 2023-10-08  | (01)00801741105586(17)231008(10)ANFX1416   |
| AVFME08060            | ANFT0474  | 2021-07-05     | 2023-06-04  | (01)00801741105593(17)230604(10)ANFT0474   |
| AVFME08060            | ANFU3453  | 2021-08-03     | 2023-07-28  | (01)00801741105593(17)230728(10)ANFU3453   |
| AVFME08060            | ANFW1492  | 2021-10-13     | 2023-09-10  | (01)00801741105593(17)230910(10)ANFW1492   |
| AVFME08060            | ANFW3153  | 2021-10-25     | 2023-09-24  | (01)00801741105593(17)230924(10)ANFW3153   |
| AVFME08060            | ANFX1417  | 2021-11-09     | 2023-10-08  | (01)00801741105593(17)231008(10)ANFX1417   |
| AVFME08060            | ANFX3166  | 2021-11-26     | 2023-10-22  | (01)00801741105593(17)231022(10)ANFX3166   |
| AVFME08060            | ANFY0660  | 2021-12-08     | 2023-11-05  | (01)00801741105593(17)231105(10)ANFY0660   |
| AVFME08080            | ANFT1483  | 2021-07-13     | 2023-06-11  | (01)00801741105609(17)230611(10)ANFT1483   |
| AVFME08080            | ANFX4227  | 2021-12-03     | 2023-10-29  | (01)00801741105609(17)231029(10)ANFX4227   |
| AVFME08080            | ANFZ0851  | 2021-12-16     | 2023-12-08  | (01)00801741105609(17)231208(10)ANFZ0851   |
| AVFME08100            | ANFT1484  | 2021-07-12     | 2023-06-11  | (01)00801741105616(17)230611(10)ANFT1484   |
| AVFME09040            | ANFV0323  | 2021-09-06     | 2023-08-06  | (01)00801741105623(17)230806(10)ANFV0323   |
| AVFME09060            | ANFT1485  | 2021-07-13     | 2023-06-11  | (01)00801741105630(17)230611(10)ANFT1485   |
| AVFME09060            | ANFW1493  | 2021-10-12     | 2023-09-10  | (01)00801741105630(17)230910(10)ANFW1493   |
| AVFME09080            | ANFU0165  | 2021-07-28     | 2023-07-02  | (01)00801741105647(17)230702(10)ANFU0165   |
| AVFME09080            | ANFW1463  | 2021-10-13     | 2023-09-10  | (01)00801741105647(17)230910(10)ANFW1463   |
| AVFME10040            | ANFV0333  | 2021-09-07     | 2023-08-06  | (01)00801741105661(17)230806(10)ANFV0333   |
| AVFME10040            | ANFZ0852  | 2021-12-16     | 2023-12-08  | (01)00801741105661(17)231208(10)ANFZ0852   |
| AVFME10060            | ANFT1487  | 2021-07-14     | 2023-06-11  | (01)00801741105678(17)230611(10)ANFT1487   |
| AVFME10060            | ANFU2250  | 2021-08-25     | 2023-07-16  | (01)00801741105678(17)230716(10)ANFU2250   |
| AVFME10060            | ANFW1494  | 2021-10-12     | 2023-09-10  | (01)00801741105678(17)230910(10)ANFW1494   |
| AVFME10060            | ANFX2274  | 2021-11-18     | 2023-10-15  | (01)00801741105678(17)231015(10)ANFX2274   |
| AVFME10060            | ANFY0661  | 2021-12-09     | 2023-11-05  | (01)00801741105678(17)231105(10)ANFY0661   |
| AVFME10080            | ANFT3588  | 2021-07-27     | 2023-06-25  | (01)00801741105685(17)230625(10)ANFT3588   |
| AVFME10080            | ANFV1060  | 2021-09-21     | 2023-08-13  | (01)00801741105685(17)230813(10)ANFV1060   |
| AVFME10100            | ANFV1934  | 2021-09-22     | 2023-08-20  | (01)00801741105692(17)230820(10)ANFV1934   |
| AVFME10100            | ANFX4103  | 2021-11-29     | 2023-10-29  | (01)00801741105692(17)231029(10)ANFX4103   |
| AVSLE08060            | ANFZ0854  | 2021-12-15     | 2023-12-08  | (01)00801741105821(17)231208(10)ANFZ0854   |
| AVSME06060            | ANFW3175  | 2021-10-26     | 2023-09-24  | (01)00801741105272(17)230924(10)ANFW3175   |
| AVSME06060            | ANFY1697  | 2021-12-15     | 2023-11-12  | (01)00801741105272(17)231112(10)ANFY1697   |



**Becton Dickinson B.V.**

Customer Service  
t: +31 20 582 94 20  
f: +31 20 582 94 21

info.benelux@bd.com

Lange Dreef 11  
4131 NJ Vianen – Nederland  
t: +31 20 582 94 16  
BNP Paribas  
NL26 BNPA 0227 672 844  
KvK-nummer 28065261  
B.T.W. NL 0011.26.751.B01  
**bd.com**

| Catalogusnummer (REF) | Lotnummer | Productiedatum | Vervaldatum | UDI (GTIN, DI + PI), indien van toepassing |
|-----------------------|-----------|----------------|-------------|--|
| AVSME07060            | ANFX3138  | 2021-11-24     | 2023-10-22  | (01)00801741105326(17)231022(10)ANFX3138   |
| AVSME07060            | ANFZ0859  | 2021-12-17     | 2023-12-08  | (01)00801741105326(17)231208(10)ANFZ0859   |
| AVSME07080            | ANFU3454  | 2021-08-03     | 2023-07-28  | (01)00801741105333(17)230728(10)ANFU3454   |
| AVSME07080            | ANFY1700  | 2021-12-14     | 2023-11-12  | (01)00801741105333(17)231112(10)ANFY1700   |
| AVSME08040            | ANFZ0861  | 2021-12-15     | 2023-12-08  | (01)00801741105364(17)231208(10)ANFZ0861   |
| AVSME08060            | ANFU0173  | 2021-08-18     | 2023-07-02  | (01)00801741105371(17)230702(10)ANFU0173   |
| AVSME08060            | ANFW0178  | 2021-10-06     | 2023-09-03  | (01)00801741105371(17)230903(10)ANFW0178   |
| AVSME08060            | ANFX4112  | 2021-12-01     | 2023-10-29  | (01)00801741105371(17)231029(10)ANFX4112   |