

Sartorius Stedim Biotech GmbH, 37070 Göttingen

17 juli 2023

Adviesbrief - Aanvullende informatie voor Minisart® HY | SRP spuitfilters

Geachte klant,

Met deze brief willen wij u informeren over een mogelijk onduidelijke beschrijving in de handleiding van Minisart® NML | HY | SRP Spuitfilters voor medische hulpmiddelen voor de volgende producten:

Material number	Description
16596-----HYK	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, sterile, 50 pack
16596-----HYQ	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, non-sterile, 50 pack
16599-----HYQ	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, non-sterile, 500 pack
16596-----ZSK	Minisart HY, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 26mm, sterile, 50 pack
17575-----ACK	Minisart SRP, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 25mm, sterile, 50 pack
17575-----ZSK	Minisart SRP, hydrophobic PTFE, 0.2 µm, 25mm, sterile, 50 pack

De huidige beschrijving in de handleiding geeft verschillende mogelijke toepassingen aan. Houd er rekening mee dat de steriele filtratiecapaciteit van olieachtige oplossingen en vloeistoffen afhankelijk is van de eigenschappen van de oplossing. Dit geldt voor alle Minisart® HY | SRP spuitfilters hierboven vermeld, ongeacht de productiedatum en batch. Houd er rekening mee dat de steriele filtratiecapaciteit in uw specifieke toepassing voor olieachtige oplossingen en vloeistoffen moet worden getest en gevalideerd door de gebruiker op basis van de behoeften van de specifieke toepassing.

Wij danken u voor uw vertrouwen en het gebruik van Sartorius producten. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met labfiltrationpm@sartorius.com.

Met vriendelijke groeten



Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Straße 11
37079 Göttingen, Germany
Phone +49 551 308 0
Fax +49 551 308 3289
www.sartorius.com

Registered Office:
Göttingen
Local Court of Registration:
Amtsgericht Göttingen
HRB No. 200266
Managing Directors:

Chairman of the Supervisory Board:

Sartorius verklaart hierbij uitdrukkelijk dat deze brief geen erkenning, concessie of erkenning inhoudt dat Sartorius en/of haar Filialen of leveranciers enige wet, regel, contract of verordening hebben overtreden of hebben overtreden, of een erkenning dat u of uw filialen, klanten of enige andere derde partij enige vordering kan hebben tegen Sartorius en/of haar Filialen met betrekking tot dit onderwerp of enige vordering die zou kunnen worden ingesteld op grond van deze gegevens.