

Bericht inzake de veiligheid in het veld (FSN) Sectra RIS(E)

Deze FSN (Field Security Notice) bevat belangrijke veiligheidsinformatie met betrekking tot Sectra RIS(E). Sectra verzoekt alle klanten die deze FSN ontvangen om de hieronder beschreven maatregelen te nemen.

Omvang	Alle klanten die deze FSN ontvangen
Aandacht	De verantwoordelijke voor het plannen van de workflow op de radiologieafdeling, of andere afdelingen die Sectra RIS gebruiken, voor planning binnen de organisatie van de klant.
FSN-referentie	DOC-EMAO-DLZEEA
FSCA-referentie	DOC-EMAO-DLSK3W
Dit is er gebeurd	Het is mogelijk dat er onderzoeken langer dan nodig in de workflow vastzitten, waardoor deze over het hoofd gezien kunnen worden.
Getroffen producten en versies	Alle Sectra RIS(E) versies.
Beschrijving van het productprobleem	Sectra raadt alle Sectra RIS-klanten ten eerste aan om controlewerklijsten te gebruiken om te voorkomen dat onderzoeken vast komen te zitten in de workflow. Sommige klanten hebben controlewerklijsten geïmplementeerd die niet alle relevante scenario's adequaat dekken, deels vanwege onvoldoende details in de productdocumentatie van Sectra. Dit heeft ertoe geleid dat onderzoeken vast zijn komen te zitten in de workflow.
Klinische gevolgen	Inadequate controlewerklijsten kunnen leiden tot vertraging in de diagnose of behandeling. Voor klanten die Sectra RIS gebruiken voor screeningsuitnodigingen, kan een onderzoek dat vastzit in de workflow ertoe leiden dat nieuwe screeningsuitnodigingen niet worden verzonden.
U moet de volgende acties ondernemen	Werk uw controlewerklijsten bij volgens de informatie die Sectra hieronder onder 'Aanvullende informatie' verstrekt.
Sectra heeft de volgende acties ondernomen	Sectra zal de productdocumentatie in de volgende release overeenkomstig bijwerken.
Terug rapporteren	Bevestig zo snel mogelijk aan uw Sectra-contactpersoon dat u deze kennisgeving hebt ontvangen.
Aanvullende informatie	Sectra raadt ten eerste aan om meerdere controlewerklijsten aan te maken indien deze niet aanwezig zijn, bij voorkeur in Sectra Workstation IDS7*, om onderzoeken te identificeren die niet volgens de normale workflow verlopen, d.w.z. om over het hoofd geziene onderzoeken op te sporen en/of tekortkomingen in de workflow te detecteren. De controlewerklijsten moeten regelmatig worden gecontroleerd door systeembeheerders, bijvoorbeeld als een rolwerklijst voor systeembeheerders. * Opmerking: Sectra RIS wordt altijd samen met IDS7 gebruikt. Hoewel controlewerklijsten in Sectra RIS kunnen worden aangemaakt, biedt het aanmaken van werklijsten in IDS7 toegang tot de volledige set werklijstcriteria en is het daarom de meest geschikte plaats om controlewerklijsten te implementeren.

Het voorbeeld in het onderstaande kader is een suggestie voor een basis-controlewerklijst. Deze basis-controlewerklijst zal waarschijnlijk veel valse positieven bevatten. Elke locatie/afdeling moet een analyse van de betreffende workflow uitvoeren om de controlewerklijsten goed af te stemmen op de specifieke behoeften.

AND

- Request date & time (RIS) is less than today -<X> days
- Performing site (RIS) is <Y>
- RIS examination status (not for workflow use) (RIS) is not Ended

Als u hulp nodig hebt bij het aanmaken/aanpassen van uw controlewerklijsten, neem dan contact op met uw Sectra-contactpersoon.

Neem contact op met uw Sectra- contactpersoon als u vragen heeft over deze kennisgeving.

Linköping, 2025-10-06

